



All-Ceramics Preparation

Guide de préparation
Consigli per la preparazione



Préparations et images publiées avec l'aimable autorisation
du Pr D. Edelhoff / Allemagne

Le preparazioni nonché il materiale iconografico sono stati gentilmente concessi
dal Prof. Dr. D. Edelhoff/Germania

Comment obtenir une préparation parfaite pour les restaurations en tout-céramique ?

Ce guide de préparation pour restaurations en matériau tout-céramique IPS e.max ou IPS Empress est un complément d'information au Guide de Préparation Tout-Céramique, Edition II.

Come si ottiene una perfetta preparazione per restauri in ceramica integrale?

Questa guida, a completamento del modello di preparazione Edition II, fornisce ulteriori informazioni per la realizzazione di restauri in ceramica integrale in IPS e.max o IPS Empress.

Facette | Faccette



Situation pré-opératoire

Situazione iniziale

Rainures d'orientation incisales

Solchi incisali di orientamento

Rainures d'orientation cervicales

Solchi marginali di orientamento

Rainures d'orientation centrales et incisales

Solchi mediani ed incisali di orientamento



Préparation vestibulaire
impliquant 3 niveaux



Séparation proximale
initiale



Préparation proximale
finale



Finition et polissage de la
préparation

*Preparazione vestibolare
a 3 livelli*

*Separazione iniziale
prossimale*

*Preparazione prossimale
definitiva*

*Rifinitura e levigatura
della preparazione*

Couronne antérieure | Corona anteriore



Situation pré-opératoire

Situazione iniziale



Rainures d'orientation incisales

Solchi incisali di orientamento



Faces vestibulaire et palatine : Rainures d'orientation cervicales

Vestibolare e palatale: solco marginale di orientamento



Face vestibulaire : Rainures d'orientation centrales et incisales

Vestibolare: solchi mediani ed incisali di orientamento



Préparation vestibulaire impliquant
3 niveaux ; concavité palatine



Séparation proximale



Cut-back du bord incisal



Finition et polissage de la
préparation

*Preparazione vestibolare a
3 livelli: concavità palatale*

Separazione prossimale

*Cut-back della lunghezza
del dente*

*Rifinitura e levigatura
della preparazione*

Couronne partielle | Corona parziale



Situation pré-opératoire



Préparation de la cavité, Rainures d'orientation occlusales



Réduction occlusale de la cuspide palatine



Création d'un épaulement circulaire

Situazione iniziale

Preparazione cavitaria, solchi occlusali di orientamento

Riduzione occlusale e palatale della cuspide

Realizzazione del bordo di preparazione circolare



Polissage de la cuspide

Levigatura della cuspide



Préparation proximale

Preparazione prossimale



Préparation proximale

Preparazione prossimale



Finition et polissage de la préparation

Preparazione rifinita e levigata

Inlay



Situation pré-opératoire



Préparation de la cavité



Cavité préparée



Extension proximale

Situazione iniziale

Preparazione della cavità

Cavità aperta

Estensione prossimale



Préparation de la boîte proximale

Preparazione dell'incassettatura prossimale



Préparation de la boîte proximale

Prossimale: preparazione del box



Polissage de la cavité et des boîtes proximales

Levigatura della cavità e box prossimale



Préparation après finition et polissage

Preparazione rifinita e levigata

Couronne postérieure | Corona posteriore



Situation pré-opératoire



Ouverture du sillon médian



Rainures d'orientation occlusales



Préparation vestibulaire

Situazione iniziale

Apertura della fessura centrale

Solchi occlusali di orientamento

Preparazione vestibolare



Préparation marginale

Preparazione marginale



Préparation proximale

Preparazione prossimale



Préparation occlusale

Preparazione occlusale



Finition et polissage de la préparation

Rifinitura e levigatura della preparazione

Table Top | (facette occlusale) | (faccetta occlusale)



Situation pré-opératoire



Rainure d'orientation dans le
sillon médian



Rainures d'orientation sur les
cuspides



Réduction de la surface occlusale

Situazione iniziale

*Solco di orientamento
fessura centrale*

*Solchi di orientamento sulle
cuspidi*

*Riduzione della superficie
occlusale*



Création d'un épaulement circulaire

Realizzazione del bordo circolare della preparazione



Préparation proximale

Preparazione prossimale



Finition de la préparation

Rifinitura della preparazione



Polissage de la préparation

Levigatura della preparazione

Choix de la teinte de la préparation | Scelta del colore del moncone



Après préparation de la cavité, la teinte de la dent préparée est déterminée à l'aide du teintier IPS Natural Die Material. Cette information vous permettra de définir le degré de translucidité du matériau céramique à utiliser, et sera complétée par le relevé de teinte.

Dopo la preparazione, con il campionario masse IPS Natural Die si rileva il colore del moncone. Questo consente la scelta del materiale idoneo (in riguardo a colore, opacità e traslucenza) e pertanto l'impostazione corretta di colore e luminosità del restauro in ceramica integrale.



www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent AG

Bendererstr. 2 | FL-9494 Schaan | Liechtenstein | Tel.: +423 / 235 35 35 | Fax: +423 / 235 33 60



The logo for Ivoclar Vivadent features the company name in a bold, blue, sans-serif font. The 'i' in 'ivoclar' has a small green dot above it. Above the 'i' in 'vivadent', there is a horizontal row of small, colored dots in green, yellow, and blue. Below the main name, the tagline 'passion vision innovation' is written in a smaller, black, sans-serif font.