

**NOUVEAU**

# Multilink® Hybrid Abutment

Le spécialiste du collage des suprastructures implantaïres

Esthétique  
et aspect naturel




# Multilink® Hybrid Abutment

Le spécialiste du collage des suprastructures implantaïres

**Multilink® Hybrid Abutment est un composite de collage autopolymérisant indiqué pour le collage extraoral définitif des structures en céramiques sur leur embase pour la confection de piliers anatomiques ou de couronnes transvissées directement sur l'implant.**

Associé au silane universel Monobond® Plus, Multilink Hybrid Abutment établit une liaison fiable et durable entre la structure céramique en disilicate de lithium

(IPS e.max® Abutment Solutions) ou zircone et l'embase en titane.




Multilink Hybrid Abutment est disponible en deux degrés d'opacité : MO 0 et maintenant HO 0 (opacité élevée).

Cette dernière teinte garantit une esthétique optimale même pour les cas les plus délicats, tels qu'une couronne IPS e.max LT transvissée directement sur l'implant et collée sur une base titane.

La seringue automélangente, très pratique, permet d'appliquer Multilink Hybrid Abutment rapidement sur la structure céramique et la base titane. Autre avantage : ce composite de collage se conserve à température ambiante.

**Résistance au cisaillement (en MPa) de la céramique sur le titane après 24 heures en utilisant Multilink Hybrid Abutment**



Couronne transvissée directement sur l'implant, collée avec Multilink Hybrid Abutment HO 0 (1) comparée à une couronne collée avec un matériau de collage d'une opacité moyenne (2).



Application de Multilink Hybrid Abutment sur la base titane.

## Présentations

### IPS e.max Abutment Solutions Cem Kit 638959AN

Multilink Hybrid Abutment seringue HO 0, 1 x 9 g  
Embouts de mélange, 15 pièces  
Virtual Extra Light Body Fast Set, 1 x 50 ml  
Embouts de mélange, 48 pièces  
Embouts intra-oraux, 100 pièces  
Monobond Plus, 1 x 5 g  
Liquid Strip, 1 x 2.5 g  
Divers accessoires

### Multilink Hybrid Abutment Refill

Seringue automélangente, 1 x 9 g (de la teinte choisie)  
Embouts de mélange, 15 pièces  
647182AN HO 0  
647183AN MO 0

### Monobond Plus Refill 626221AN

Flacon, 1 x 5 g



Ce produit fait partie de notre gamme de produits pour prothèses fixées. Tous les produits de cette catégorie sont adaptés les uns aux autres de manière optimale.

Dispositif médical Classe IIA /CE 0123. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage. Non remboursé(s) par les organismes de santé.