












Variolink® Esthetic

Tableau d'équivalence de teintes Variolink® Esthetic | Variolink® II

Variolink II						
Désignation de la teinte	Blanc opaque	Bleach XL-010	Transparent	Blanc 110/A1	Jaune 210/A3	Brun 340/A4
Référence teinte Refill Base	558954	558949	558950	558951	558952	558953
Variolink Esthetic						
Désignation de la teinte	Light+	Light	Neutral	Warm		Warm+
Référence teinte Refill LC	666126	666127	666128	666129		666130
Référence teinte Refill DC	666117	666118	666119	666120		666121

Les teintes Variolink Esthetic diffèrent légèrement de celles de Variolink II.

Dans les conditions cliniques, les teintes Variolink Esthetic permettent d'obtenir les mêmes effets sous la restauration que les teintes correspondantes Variolink II.













Informations préparées à la date du : 2014-08-25
673697/fr

www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent AG, 9494 Schaan | Liechtenstein

Variolink® Esthetic

Tableau d'équivalence de teintes Variolink® Esthetic | Variolink® Veneer

Variolink Veneer							
Désignation de la teinte	High Value +3	High Value +2	High Value +1	Medium Value 0	Low Value -1	Low Value -2	Low Value -3
Référence teinte Refill Base	591423	591424	591425	591426	591427	591428	591429
Variolink Esthetic							
Désignation de la teinte	Light+	Light	Neutral	Warm	Warm+		
Référence teinte Refill LC	666126	666127	666128	666129	666130		

Les teintes Variolink Esthetic diffèrent légèrement de celles de Variolink Veneer.

Dans les conditions cliniques, les teintes Variolink Esthetic permettent d'obtenir les mêmes effets sous la restauration que les teintes correspondantes Variolink Veneer.