



Carte de formes

Dents en résine

- SR Vivodent
- SR Orthotyp

Dents antérieures


SR Vivodent®

PETITES

Douces (Soft)



Marquées (Bold)




MOYENNES

Douces (Soft)



Marquées (Bold)



Dents antérieures








SR Vivodent®

GRANDES

Douces (Soft)



Marquées (Bold)






Dents Postérieures

SR Orthotyp®



Tableau de correspondance

Ce tableau de correspondance est un guide indicatif.

Dents antérieures		Dents postérieures	
	Haut		Bas
			N
			Résine artic. normale
	 A 11		A 3
	A 12		A 5
	A 13		A 5
	A 14		A 6 / A 7
	A 15		A 8
	A 17		A 7
	 A 22		A 3
	A 24 B		A 4 / A 5
	A 25		A 7
	A 27		A 8
	A 41		A 3 / A 5
	A 42		A 5
	A 44		A 3
	 A 32		A 3 / A 5
	A 36		A 7
			N 3
			N 3
			N 3 / N 5
			N 5
			N 4
			N 6
			N 3 / N 5
			N 2
			N 4
			N 4
			N 3 / N 5
			N 3 / N 5
			N 3 / N 5
			N 3 / N 5
			N 5

Détermination de la teinte

avec le teintier universel Chromascop

Le teintier Chromascop permet de déterminer la teinte des dents et matériaux de stratification en résine ou céramique, en prothèse combinée :

- SR Vivodent
- SR Orthotyp
- SR Vivodent DCL
- SR Postaris DCL



La gamme des dents Ivoclar Vivadent



	SR Phonares	SR Vivodent S PE	SR Vivodent DCL	SR Vivodent	Ivostar
Positionnement	Haut de gamme	Haut de gamme	Haut de gamme	Milieu de gamme	Entrée de gamme
Matériau	Composite	DCL	DCL	PMMA	PMMA
Référentiel de teintes	Phonares	S PE	A-D / Chromascop	Chromascop	A-D
Nombre de formes	18 / 6	15 / 5	24 / 8	15 / 7	15 / 6
Indications	Prothèses partielles, totales et implantaire	Prothèses partielles, totales et implantaire	Prothèses partielles, totales et implantaire	Prothèses partielles et totales	Prothèses partielles et totales

Dispositifs médicaux Classe IIA /CE 0123. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage. Non remboursé(s) par les organismes de santé.

CE 0123

Les descriptions et les données fournies ne sont pas des garanties ni des engagements. Imprimé en Liechtenstein © Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein 562822/2012-10-03/f

Ivoclar Vivadent
B.P. 118
74410 Saint-Jorioz Cedex
Tel: 0450 886 400
Fax: 0450 689 152
www.ivoclarvivadent.fr

Ivoclar Vivadent AG
Benderstr. 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

ivoclar
vivadent[®]
passion vision innovation