

# SERVICE+ | GAMME DE MATÉRIAUX ET INDICATIONS

	Prothèse fixe			Prothèse implantaire			Prothèse amovible		Prothèse de soutien		
	Inlays / Onlays / Facettes	Couronnes / Armatures	Bridges	Couronnes télescopiques	Piliers personnalisés	Barres implanto-portées	Suprastructures implanto-portées	Suprastructures <sup>1</sup> sur barres	Digital Denture	Attelles	Préformes en cire
IPS e.max® ZirCAD		✓	✓	✓			✓				
IPS e.max® CAD	✓	✓	✓				✓				
IPS Empress® CAD	✓	✓									
IPS e.max® CAD Veneering Solutions		✓	✓								
Colado® CAD CoCr 4		✓	✓	✓		✓	✓	✓			
Colado® CAD Ti2		✓	✓	✓							
Colado® CAD Ti5		✓	✓	✓		✓	✓	✓			
Custom Abutment Ti5					✓						
Telio® CAD		✓	✓				✓				
SR Vivodent® CAD									✓ <sup>2</sup>		
Ivobase® CAD									✓ <sup>2</sup>		
ProArt CAD Splint										✓	
ProArt CAD Wax yellow											✓
ProArt CAD Wax pink									✓ <sup>2</sup>		

<sup>1</sup> Les suprastructures ne sont disponibles qu'avec barre implantaire de Design & Production.

<sup>2</sup> Digital Denture sera bientôt disponible (prérequis : Dental Designer 2017 et Digital Denture add-on).