


Le Tout-Céramique par Ivoclar Vivadent

Gamme



IPS e.max, IPS Empress, IPS Ivocolor sont des dispositifs médicaux de Classe IIA / CE0123 fabriqués par Ivoclar Vivadent AG. Vous êtes invités à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne ces dispositifs médicaux ou sur leur étiquetage. Ces dispositifs médicaux ne sont pas remboursés par les organismes d'assurance maladie.

Le Tout-Céramique par Ivoclar Vivadent

Indications

	IPS e.max®					IPS Empress®	
	IPS e.max® Press	IPS e.max® CAD	IPS e.max® ZirCAD	IPS e.max® ZirPress	IPS e.max® Ceram	IPS Empress® Esthetic	IPS Empress® CAD
Facettes pelliculaires	✓	✓					
Facettes	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Facettes occlusales	✓	✓					
Inlays / Onlays	✓	✓				✓	✓
Couronnes partielles	✓	✓			✓ ₂	✓	✓
Couronnes minimalement invasives ⁴	✓	✓	✓				
Couronnes	✓	✓ / ✓ ₃	✓	✓ ₁	✓ ₂	✓	✓
Bridges antérieurs 3 éléments	✓	✓ / ✓ ₃	✓	✓ ₁	✓ ₂		
Bridges prémolaires 3 éléments	✓	✓ / ✓ ₃	✓	✓ ₁	✓ ₂		
Bridges postérieurs 3 éléments		✓ ₃	✓	✓ ₁	✓ ₂		
Bridges plus de 3 éléments		✓ ₃	✓	✓ ₁	✓ ₂		
Piliers implantaires anatomiques	✓	✓					
Couronnes implantaires anatomiques transvissées	✓	✓					

1) En combinaison avec IPS e.max ZirCAD

2) Une céramique de stratification pour tous les composants IPS e.max

3) Solutions de stratification IPS e.max (technique CAD-on) en combinaison avec IPS e.max ZirCAD

4) Epaisseur variable en fonction du matériau