

Date d'édition / Référence 23.05.2005 hot  
Remplace l'édition du 17.04.2002  
Date d'impression 23.05.2005 **Fiche no. 1438**

Page 1 de 5

---

Société Ivoclar Vivadent AG, Bendererstrasse 2, FL - 9494 Schaan  
Principauté de Liechtenstein

---

**1 Nom commercial et fournisseur**

- 1.1 Nom commercial / Marquage des marchandises **Y-2 Ceramic Solder**
- 1.2 Application / Emploi Soudure primaire
- 1.3 Fabricant Ivoclar Vivadent, Inc.  
175 Pineview Drive, Amherst NY 14228, USA
- 1.4 Fournisseur
- 1.5 No. secours toxique No. secours toxique USA: (716) 691-0010  
No. secours toxique LI: +423 / 235 35 35 ou 373 40 40
- 

**2 Composition**

- 2.1 Caractérisation chimique Soudure en:  
80.0 % Au (CAS-Nr. 7440-57-5), 3.1% Pd (7440-05-3), 16.5 % Ag  
(7440-22-4), < 1.0 % Fe, In, Li, Ru
- 2.2 Composants dangereux
- 2.3 Autres informations Aucun.
- 

**3 Identification des dangers**

Poussières et fumées. Éviter de respirer.  
Le produit fondu peut brûler.

---

**4 Premiers secours**

- 4.1 Contact avec les yeux Laver les yeux à grande eau. Appeler un médecin si l'irritation persiste.
- 4.2 Contact avec la peau Le produit fondu présente un danger particulier de brûlures thermiques profondes. Si une brûlure apparaît, soigner comme toute brûlure thermique.
- 4.3 Ingestion Appeler un médecin immédiatement.
- 4.4 Inhalation Emmener à l'air frais.
- 4.5 Autres informations Aucun.
- 

**5 Mesures de lutte contre l'incendie**

- 5.1 Moyens d'extinction appropriés Pas nécessaire.  
non combustible

Date d'édition / Référence 23.05.2005 hot  
Remplace l'édition du 17.04.2002  
Date d'impression 23.05.2005 **Fiche no. 1438**

Page 2 de 5

- 
- 5.2 Moyens d'extinction inappropriés Ne pas utiliser de jet d'eau direct.
- 5.3 Autres informations Aucun.
- 

- 6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle** Nettoyer mécaniquement.  
Nettoyer et réutiliser
- 

## 7 Manipulation et stockage

- 7.1 Manipulation Seul le personnel convenablement entraîné peut manipuler ce produit.  
Conserver hors de la portée des enfants.
- 7.2 Hygiène du travail Une hygiène adéquate est à respecter.
- 7.3 Stockage Pas d'exigence spécifique.
- 7.4 Lieu de stockage
- 7.5 Protection contre l'incendie et les explosions Pas d'exigence spécifique.
- 

## 8 Contrôle de l'exposition / protection individuelle

- 8.1 Equipements techniques Prévoir une ventilation locale adéquate. Maintenir les concentrations dans l'air en dessous des valeurs limites d'exposition.
- 8.2 Contrôle des valeurs limites d'exposition Poussières et vapeurs: MAK 0.1 mg/m<sup>3</sup>
- 8.3 Protection individuelle
- 8.3.1 Protection respiratoire Si des vapeurs de métaux sont présentes, utiliser un appareil de protection respiratoire filtrant (P3) adéquat à haute efficacité pour particules.  
Dans les atmosphères empoussiérées, utiliser un appareil de protection respiratoire filtrant P2 pour poussières adéquates.
- 8.3.2 Protection des mains Gants.
- 8.3.3 Protection des yeux Lunettes de sécurité.
- 8.3.4 Autres Utiliser uniquement avec une ventilation adéquate.
- 

## 9 Propriétés physiques et chimiques

- 9.1 Aspect solide
- 9.2 Couleur jaune
- 9.3 Odeur sans odeur
- 9.4 Changement d'état  
Intervalle de fusion 1070-1100 °C
- 9.5 Densité
- Contrôlé selon:

Date d'édition / Référence 23.05.2005 hot  
Remplace l'édition du 17.04.2002  
Date d'impression 23.05.2005 **Fiche no. 1438**

Page 3 de 5

9.6 Pression de vapeur  
inapplicable

9.7 Viscosité  
inapplicable

9.8 Solubilité  
Solubilité dans  
insoluble

9.9 pH non applicable

9.10 Point d'éclair  
inapplicable

9.11 Température d'auto-inflammation  
inapplicable

9.12 Limites d'explosivité  
inf.:  
sup.:  
inapplicable

9.13 Autres informations  
Aucune.

---

**10 Stabilité et réactivité**

10.1 Décomposition thermique  
Aucune, si utilisé conformément à sa destination.

10.2 Produits de décomposition dangereux  
Aucune, si utilisé conformément à sa destination.

10.3 Réactions dangereuses  
Aucune, si utilisé conformément à sa destination.

10.4 Autres informations  
Aucun.

---

**11 Informations toxicologiques**

11.1 Toxicité aiguë  
Soudure: non cytotoxique, non mutagène, non irritant, non sensibilisant

11.2 Toxicité chronique  
Les vapeurs et poussières générées lors de la découpe ou du broyage peuvent provoquer des irritations respiratoires.

11.3 Autres informations  
Aucun.

---

**12 Informations écologiques**

Pas de problèmes écologiques prévisibles sous conditions normales de manipulation et d'utilisation.  
presque insoluble

---

Date d'édition / Référence 23.05.2005 hot  
 Remplace l'édition du 17.04.2002  
 Date d'impression 23.05.2005 **Fiche no. 1438**

**13 Elimination** Récupération de déchets

13.1 EU waste key 17 04 07

13.2 Swiss waste code ---

13.3 Origin Dentallabor

**14 Transport**

14.1 Transport par terre

ADR RID  
 Code class.

Numéro UN Code Kemler  
 Groupe d'emball.  
 Désignation officielle

14.2 Transport maritime

ADNR IMDG

Numéro UN  
 EMS MFAG  
 Groupe d'emball.  
 Désignation officielle

14.3 Transport aérien

OACI / IATA-DGR  
 Numéro UN  
 Désignation officielle

Subsidiary Risk  
 Labels  
 Groupe d'emball.  
 Avion de passagers Instructions d'emballage

max.  
 Avion-Cargo Instructions d'emballage

max.

14.4 Autres informations Ce produit ne nécessite aucune classification pour le transport.

**15 Informations réglementaires**

Ce produit ne nécessite aucune classification selon les critères de la CEE.  
 Ce produit est un produit médical suivant la directive européenne 93/42.

15.1 No. UN

15.2 Prescriptions nationales

15.3 No. UE ---

15.4 Symboles de danger

15.5 Indications de danger

Date d'édition / Référence	23.05.2005	hot
Remplace l'édition du	17.04.2002	
Date d'impression	23.05.2005	<b>Fiche no. 1438</b>

15.6	Phrases R	
15.7	Phrases S	
15.8	Valeur VME	0.1 mg/m <sup>3</sup> ml/m <sup>3</sup> (ppm)
15.9	Classification BVD (CH)	---
15.10	VbF (D)	---
15.11	Autres informations	Aucun.

---

<b>16</b>	<b>Autres informations</b>	Version: 3 Changement: 13.1
-----------	----------------------------	--------------------------------

---

*Les données mentionnées ci-dessus correspondent à l'état actuel de nos connaissances et de notre expérience. Les fiches de données sécurité servent à la description des produits compte tenu des exigences de sécurité. Les données ne sont pas des garanties des caractéristiques des produits.*