

NOUVEAU

SR Vivodent CAD Multi

DISQUE EN DÉGRADÉ DE TEINTE ET DE TRANSLUCIDITÉ

Fabriqué à partir du matériau DCL (le même que nos gammes de dents SR Vivodent S PE et S DCL), SR Vivodent CAD Multi est un disque en dégradé de teinte et de translucidité pour la production numérique de dents et d'arcades dentaires.

Disponible :

- en épaisseur 20 mm
- dans 9 teintes : BL3, A1, A2, A3, A3.5, B1, B3, C2, D2




UNE EXCLUSIVITÉ IVOCLAR DIGITAL

ivoclar
digital®

Un dégradé de teinte et de translucidité similaire à celui de la dent naturelle

La saturation et l'opacité du matériau sont plus élevées dans les zones dentine et cervicale tandis que la partie incisale est plus translucide.



UN RENDU ESTHÉTIQUE NATUREL

Le système Digital Denture


Digital Denture est un procédé complet de fabrication numérique rapide pour prothèses complètes amovibles.

Des logiciels de conception exclusifs et des matériaux idéalement coordonnés, associés à des stratégies de fabrication bien conçues offrent des résultats prévisibles et reproductibles.

IvoBase[®] CAD


Résine de base pour prothèse adjointe numérique

IvoBase CAD sont des disques en PMMA pour la production de bases prothétiques.



Logiciel Digital Denture

- Base de données dentaire complète d'Ivoclar Vivodent
- Exemple de montage fonctionnel
- Procédé de production surdimensionnée avec SR Vivodent CAD



Retrouvez toutes nos formations sur la prothèse amovible numérique :

www.ivoclarvivodent.fr

onglet "Formation" puis "Stages - Prothésistes dentaires"

SR Vivodent et IvoBase CAD sont des dispositifs médicaux de Classe IIA / CE0123 fabriqués par Ivoclar Vivodent AG. Vous êtes invités à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne ces dispositifs médicaux ou sur leur étiquetage. Ces dispositifs médicaux ne sont pas remboursés par les organismes d'assurance maladie.

010519 - RCS Anney B 326 420 544 - Conformément à la législation, les prix indiqués sont des prix TTC conseillés, le distributeur restant libre de sa politique tarifaire. Sous réserve d'erreurs typographiques. Visuels non contractuels. Imprimé en France

Fabricant :
Ivoclar Vivodent AG
Bendererstr. 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +423 235 33 602

Importateur :
Ivoclar Vivodent SAS
B.P. 118
74410 Saint-Jorioz
France
Tel. +33 450 88 64 00
Fax +33 450 68 91 52

→ Connected to you
www.ivoclardigital.com

ivoclar
digital[®]