


Helioseal® F Plus

Le scellement efficace



Protection
des puits et
sillons

ivoclar
vivadent®
passion vision innovation

Scellement hermétique des sillons
avec Helioseal® F Plus
(Photo : M. Hauner, Ivoclar Vivadent AG,
Liechtenstein)



Helioseal® F Plus

Protection des puits et sillons

Molaire permanente avant et après
l'application d'Helioseal® F Plus.



Application précise

Helioseal® F Plus est un produit de scellement de sillons (sealant) photopolymérisable, pigmenté blanc et libérant du fluorure. Présenté en seringue, il permet d'appliquer le produit avec précision. Grâce à la canule fine, le sealant est appliqué rapidement et avec précision sans trop remplir le sillon.

Excellentes propriétés de fluidité

Helioseal F Plus est fluide et facile à répartir sur des surfaces à géométrie complexe – même au maxillaire. Le joint marginal étanche offre une protection contre les germes cariogènes. De fines particules de charges assurent une surface lisse et étanche.

Polymérisation rapide

Avec l'aide d'une lampe à photopolymériser appropriée, telle que Bluephase Style ou Bluephase G4, Helioseal F Plus peut être polymérisé en seulement 10 secondes. Grâce à son temps de photopolymérisation court, son application précise et ses excellentes propriétés de fluidité et de mouillage, ce sealant offre un traitement rapide et efficace aux enfants et aux adolescents.

Helioseal® F Plus – Le scellement de sillons efficace

Avantages

Nouvelle formule avec consistance optimisée

Distribution et application précises

Temps d'exposition réduit

Avantages

Répartition optimale sur les surfaces complexes des puits et sillons

Traitement efficace

Traitement rapide et confortable pour les enfants



Conditionnements Helioseal® F Plus



Helioseal F Plus
Seringue contenant
1,25 g

Cavifil contenant
0,1 g

Bibliographie

Fischer K : Documentation scientifique Helioseal® F Plus, Ivoclar Vivadent



Helioseal F Plus est un dispositif médical de Classe IIA / CE0123 fabriqué par Ivoclar Vivadent AG. Vous êtes invités à lire attentivement les instructions figurant dans la notice qui accompagne ce dispositif médical ou sur l'étiquetage. Ce dispositif médical n'est pas remboursé par les organismes d'assurance maladie.

Ivoclar Vivadent SAS
B.P. 118
F-74410 Saint-Jorioz
France
Tel. +33 4 50 88 64 00
Fax +33 4 50 68 91 52
www.ivoclarvivadent.fr

Les descriptions et données fournies ne constituent ni des garanties ni des engagements.

© Ivoclar Vivadent AG,
Schaan/Liechtenstein.
2019-07-30/FR

ivoclar
vivadent
passion vision innovation