

Produits 2020



Cabinet
Dentaire

www.ivoclarvivadent.fr

Ivoclar Vivadent SAS

BP 118 | 74410 Saint-Jorioz Cedex | France

Tel : 04 50 88 64 00 | Fax : 04 50 68 91 52


ivoclar
vivadent
passion vision innovation

Produit	Page	Produit	Page	Produit	Page
3s PowerCure System	16	IPS Empress® Direct Color	26	SpeedCEM® Plus	39
Accessoires lampes	58	IPS Empress Direct Effect	26	Syntac	27
Adhese® Universal	29	IPS Empress® Direct Opaque	40	Telio® Activator	30
Amalcap® Plus	11	Ivoclean®	40	Telio® CS C&B	31
ApexCal®	43	Liquid Strip®	37	Telio® CS Desensitizer	30
Apexit® Plus	43	Monobond® Etch&Prime	41	Telio® CS Inlay/Onlay	30
Applicateurs	54	Monobond® Plus	41	Telio® CS Link	31
Astropol®	48	MultiCore® Flow	44	Tetric®	12
Bloc de mélange (Vivapad®)	54	Multilink® Automix	37	Tetric EvoCeram®	14
Bluephase® (gamme)	56	Multilink® Hybrid Abutment	38	Tetric EvoCeram® Bulk Fill	19
Canules	55	OptraDam® Plus	52	Tetric EvoFlow®	15
Cavifil Injector (pistolet)	54	OptraFine®	50	Tetric EvoFlow® Bulk Fill	20
Cementation Promo Pack	36	OptraGate®	51	Tetric Line® System Kits	21
Ceramic Repair	40	OptraGloss®	49	Tetric PowerFill®	16
Cervitec® Gel	7	OptraPol®	50	Tetric PowerFlow®	17
Cervitec® Liquid	7	OptraSculpt®	52	Tetric Prime®	13
Cervitec® F	7	OptraSculpt® Pad	53	Total Etch™	27
Cervitec® Plus	6	OptraStick®	51	Variolink® Esthetic	33
Excite® F (gamme)	28	Pinceaux	54	Virtual® (gamme)	45
Fluor Protector	5	Pistolets	54	Vivabrush®	54
Fluor Protector Gel	6	Plaque Test®	4	Vivacap	11
Fluor Protector S	6	Politip®	47	Vivaglass® CEM PL	32
FRC Postec® Plus	42	Porte-pinceaux	54	Vivapad® (Bloc de mélange)	54
Heliobond®	27/40	Postec® Plus	42	VivaPen®	28/29
Helioseal® (gamme)	8	Proxyl®	4	VivaSens®	9
Heliosit® Orthodontic	32	Silamat® S6	11/55	VivaStyle® (gamme)	9
IPS Empress® Direct	22	Skyce®	10		

SOMMAIRE

4 PROPHYLAXIE ET COSMÉTIQUE

- 4 Révélateur de plaque
- 4 Pâte de polissage prophylactique
- 5 Agents de fluoration
- 6 Agents antibactériens
- 8 Scellement de puits et sillons
- 9 Désensibilisant dentinaire
- 9 Eclaircissement dentaire
- 10 Dentisterie cosmétique

11 RESTAURATION DIRECTE

- 11 Amalgame en capsules
- 12 Composites photopolymérisables
- 22 Composites hautement esthétiques
- 27 Traitement émail/dentine

30 RESTAURATION PROVISOIRE

- 30 Matériaux provisoires

32 RESTAURATION INDIRECTE

- 32 Scellement définitif
- 32 Collage définitif
- 40 Nettoyage des restaurations
- 40 Réparation de céramiques
- 41 Silane

42 ENDODONTIE

- 42 Tenons en fibre de verre
- 43 Pansement provisoire & matériau d'obturation canalaire
- 44 Composite de reconstitution corono-radriculaire

45 PRODUITS POUR EMPREINTES

- 45 Silicone

47 POLISSAGE / FINITION

51 INSTRUMENTS ET ACCESSOIRES DIVERS

55 APPAREILS

- 55 Vibreur/Malaxeur
- 56 Lampes à photopolymériser et accessoires

Réf.	Désignation
------	-------------

PRODUITS DE PROPHYLAXIE ET COSMETIQUE

RÉVÉLATEUR DE PLAQUE

Plaque Test®

Liquide fluorescent révélateur de plaque dentaire

533299

Flacon Plaque Test® de 11g



PÂTE DE POLISSAGE PROPHYLACTIQUE

Proxyt®

Pâte à polir fluorée à base de xylitol à granulométrie contrôlée



1 tube de 55 ml Proxyt® AVEC FLUOR

579866
579867
579868

Grain fin (rose) - RDA 7
Grain moyen (vert) - RDA 36
Grain gros (bleu) - RDA 83

1 tube de 55 ml Proxyt® SANS FLUOR

633064

Grain moyen (turquoise) - RDA 36

740418

Assortiment Proxyt/Cervitec F
«Prof Care Smart Bundle Cervitec F_Proxyt»






1 tube Proxyt Medium (vert) de 55 ml
1 tube Proxyt Fine (rose) de 55 ml
1 tube Cervitec F de 7g
50 Vivabrush G



Nouveau


Réf.	Désignation
AGENTS DE FLUORATION	
Fluor Protector	
<i>Vernis fluoré reminéralisant et désensibilisant</i>	
Conditionnement en VivAmpoules unidoses	
550578	Fluor Protector Assortiment/20 20 VivAmpoules de 0,4 ml 50 Vivabrush G Accessoires
550579	Fluor Protector Refill/40 40 VivAmpoules de 0,4 ml 50 Vivabrush G Accessoires
Conditionnement en ampoules unidoses	
533294	Fluor Protector Refill 25 x 1ml 25 ampoules de 1ml Accessoires
533293	Fluor Protector Refill 50 x 1ml 50 ampoules de 1ml Accessoires
631170	Vivabrush G Refill/50
550430	Vivabrush Refill/50 50 embouts microbrush pour porte-pinceaux



Réf.	Désignation
	Fluor Protector S <i>Vernis prophylactique fluoré pour une meilleure protection contre l'érosion et la carie</i>
686709	Fluor Protector S Starter Kit 1 tube de 4g 2 x 4 Vivabrush G 
639520	Fluor Protector S Refill 7g 1 tube de 7g + 50 Vivabrush G 
639521	Fluor Protector S Refill 3x7g 3 tubes de 7g + 3x50 Vivabrush G 
639522	Fluor Protector S Refill Unidoses 20 unidoses de 0,26g 
631170	Vivabrush G Refill/50 




Fluor Protector Gel

Gel fluoré pour les soins spéciaux quotidiens


628437	Fluor Protector Gel Refill 20 g 1 tube de 20 g 
628436	Fluor Protector Gel Refill 50 g 1 tube de 50 g 

AGENTS ANTIBACTÉRIENS

Cervitec Plus

602273	Cervitec Plus Multi Dose Assortiment 1x7g 1 tube de 7 g + 50 applicateurs 
604661	Cervitec Plus Multi Dose Refill 2x7g 2 tubes de 7 g + 2x50 applicateurs 
602271	Cervitec Plus Single Dose Assortiment /20 20 unidoses de 0,25g + 50 applicateurs 
603949	50 Applicateurs Vivadent (blancs)

Réf.	Désignation
	Cervitec® F
	<i>Vernis protecteur à effet combiné</i>
682309	Cervitec® F Starter Kit Tube 1 tube Cervitec® F de 4g 2 x 4 Vivabrush G
665502	Cervitec® F Refill Tube 1x7g 1 tube Cervitec® F de 7g 50 Vivabrush G
665503	Cervitec® F Refill Tube 2x7g 2 tubes Cervitec® F de 7g 2 x 50 Vivabrush G
665504	Cervitec® F Refill Unidoses 20 Cervitec® Plus Single Dose de 0,26g 50 Vivabrush G
631170	Vivabrush G Refill/50
740418	Assortiment Proxyt/Cervitec F Nouveau «Prof Care Smart Bundle Cervitec F_Proxyt» 1 tube Proxyt Medium (vert) de 55 ml 1 tube Proxyt Fine (rose) de 55 ml 1 tube Cervitec F de 7g 50 Vivabrush G
	Cervitec® Gel
	<i>Gel pour l'hygiène buccodentaire à la chlorhexidine et au fluor. Avec Provitamine-D panthénol et xylitol.</i>
683125	Cervitec® Gel 1 tube de 20g
683123	Cervitec® Gel 1 tube de 50g
	Cervitec® Liquid
	<i>Bain de bouche antibactérien</i>
630221	Cervitec® Liquid 300 ml 1 flacon de 300 ml

Réf.	Désignation
SCELLEMENT DE PUIITS ET SILLONS	
Helioseal® F Plus	
	
<i>Composite blanc de scellement des sillons libérant du fluor</i>	
Version seringue	
686770	Helioseal® F Plus Assortiment 5 seringues Helioseal F Plus de 1,25g 20 canules - Ø 0,4 mm 2 seringues Total Etch de 2g 10 canules en métal
686769	Helioseal® F Refill 1 seringue Helioseal® F de 1,25g 5 canules Helioseal® F - Ø 0,4 mm
685985	20 canules Helioseal® F - Ø 0,4 mm
Version unidoses «Cavifils»	
686771	Helioseal® F Plus Cavifils Refill 50 Cavifils Helioseal F Plus de 0,1g
Helioseal® Clear	
<i>Composite transparent de scellement des sillons sans fluor</i>	
558521	Helioseal® Clear Refill 1 seringue Helioseal® Clear de 1,25g 5 canules Helioseal® Clear - Ø 0,4 mm
634847	20 canules - Ø 0,4 mm pour seringues Helioseal Clear / IPS Empress Direct Color
Helioseal®	
<i>Composite blanc de scellement des sillons sans fluor</i>	
533297	Helioseal® Refill 1 flacon Helioseal® de 8g
533669	20 canules Helioseal® en plastique noir



Réf.	Désignation
------	-------------

DÉSENSIBILISANT DENTINAIRE

VivaSens®

Vernis désensibilisant

561958 **Assortiment VivaSens® Unidoses**

22 unidoses VivaSens® de 0,1 g
Applicateurs prémontés

574359 **Assortiment VivaSens® Flacon**

1 flacon VivaSens® de 4 g
50 applicateurs pré-imprégnés
1 bloc de mélange



ÉCLAIRCISSEMENT DENTAIRE

VivaStyle®

Gel d'éclaircissement dentaire à base de peroxyde de carbamide



645980 **VivaStyle® Patient Kit 10%**

(Traitement ambulatoire complet)

4 seringues de 3 ml
1 boîte de conservation pour gouttières
2 plaques thermoformables (carrées)
Accessoires + trousse


646032 **VivaStyle® Patient Kit 16%**


(Traitement ambulatoire complet)

4 seringues de 3 ml
1 boîte de conservation pour gouttières
2 plaques thermoformables (carrées)
Accessoires + trousse

Réf.	Désignation
646031	VivaStyle® Touch Up Kit 10% <i>(Entretien post-traitement)</i> 2 seringues de 3 ml Accessoires
646033	VivaStyle® Touch Up Kit 16% <i>(Entretien post-traitement)</i> 2 seringues de 3 ml Accessoires
558805	VivaStyle® Refill Plaques thermoformables 12 plaques carrées pour gouttières (épaisseur : 1 mm)
	VivaStyle® Paint On Plus
	<i>Vernis d'éclaircissement dentaire à base de peroxyde d'hydrogène</i>
602873	VivaStyle® Paint On Plus Patient Kit 1 flacon VivaStyle® Paint On Plus de 20 ml 14 pinces 14 godets Trousse + accessoires

DENTISTERIE COSMÉTIQUE

	Skyce®	
	<i>Bijou dentaire</i>	
559320	Skyce® Intro Pack 1 seringue Total Etch™ de 2 g 1 flacon Heliobond® de 6 g 1 Vivapad 5 x Skyce® Cristal Transparent 1,9 mm 5 x Skyce® Cristal Transparent 2,4 mm Accessoires	
559321	Skyce® Refill Cristal Transparent Diamètre 1,9 mm - vendus par 5	
559322	Skyce® Refill Cristal Transparent Diamètre 2,4 mm - vendus par 5	

Réf.	Désignation
PRODUITS POUR OBTURATION	
AMALGAME EN CAPSULES	
	Amalcap® Plus (70% Ag)
	<i>Amalgame à haute teneur en argent</i>
532287	Portion standard de 50 capsules N°1
532288	Portion standard de 50 capsules N°2
532289	Portion standard de 50 capsules N°3
	Vivacap® (46% Ag)
	<i>Amalgame à haute teneur en cuivre (HCSC)</i>
532321	Portion standard de 50 capsules N°1
532322	Portion standard de 50 capsules N°2
532323	Portion standard de 50 capsules N°3
	Malaxage - Silamat® S6
602286	Silamat® S6 100-240 V
	

Réf.	Désignation
------	-------------

COMPOSITES DE RESTAURATION PHOTOPOLYMÉRISABLES

Micro-hybride / Antéro-postérieur

Tetric®

Composite universel micro-hybride

Version seringue

Teintes basiques

voir tableau 1 seringue **Tetric®** de 3 g

Version unidoses «Cavifils»


Teintes basiques

voir tableau 20 Cavifils **Tetric®** de 0,2 g

Teinte	A1	A2	A3	A3,5	A4
1 seringue	612446	612447	612448	612449	612450
20 Cavifils	612456	612457	612458	612459	612460
Teinte	B3	B2	A3,5 Dentine	T	-
1 seringue	612451	612452	612453	612454	-
20 Cavifils	612461	612462	612463	612464	-

612524 Teintier **Tetric®**

627882 **Cavifil Injector** - Pistolet à Cavifils

Réf.	Désignation
	<p>Tetric® Prime</p> <p><i>Composite universel micro-hybride</i></p>  <p>Version seringue</p> <p>voir tableau 1 seringue Tetric® Prime de 3 g</p> <p>voir tableau 3 seringues Tetric® Prime de 3 g</p> <p>«Jumbo Packs »</p> <p>706863 10 seringues Tetric® Prime de 3 g - A2</p> <p>706864 10 seringues Tetric® Prime de 3 g - A3</p> <p>Version unidoses «Cavifils»</p> <p>voir tableau 20 Cavifils Tetric® Prime de 0,25 g</p> <p>«Jumbo Packs »</p> <p>706865 150 Cavifils Tetric® Prime de 0,25 g - A2</p> <p>706866 150 Cavifils Tetric® Prime de 0,25 g - A3</p>

Teinte	A1	A2	A3	A3,5	A4
1 seringue	706607	706608	706609	706610	706611
3 seringues	706840	706841	706842	706843	706844
20 Cavifils	706563	706564	706585	706586	706587
Teinte	B1	B2	C2	T	-
1 seringue	706612	706613	706615	706621	-
3 seringues	-	706855	-	-	-
20 Cavifils	706588	706589	706591	706597	-
Teinte	Bleach L	A2 Dentin	A3,5 Dentin	-	-
1 seringue	706622	706618	706619	-	-
3 seringues	-	-	706860	-	-
20 Cavifils	706598	706594	706595	-	-

709578 Teintier **Tetric® Prime**



627882 **Cavifil Injector** - Pistolet à Cavifils

Réf.	Désignation
	Tetric® EvoCeram
	<i>Composite antéro-postérieur nano-optimisé</i>
	Teintes basiques/Dentine/Bleach
	Version seringue
voir tableau	1 seringue Tetric® EvoCeram de 3 g
voir tableau	3 seringues Tetric® EvoCeram de 3 g
	Version Cavifils
voir tableau	20 Cavifils Tetric® EvoCeram de 0,2 g

Teintes basiques	A1	A2	A3	A3,5	A4
1 seringue	590312	590313	590314	590315	590316
3 seringues	590293	590294	590295	590296	590297
20 Cavifils	590331	590332	590333	590334	590335
Teintes basiques	B1	B2	B3	C1	C2
1 seringue	637547	590317	590318	590319	590320
3 seringues	-	590298	-	-	590301
20 Cavifils	637354	590336	590337	590338	590339
Teintes basiques	C3	D2	D3	T	-
1 seringue	590321	637548	590322	590326	-
3 seringues	590302	-	590303	590307	-
20 Cavifils	590340	637355	590341	590345	-
Teintes dentine	A2 Dentine	A3,5 Dentine	A4 Dentine	B2 Dentine	-
1 seringue	637549	590323	590324	590325	-
3 seringues	637736	590304	-	-	-
20 Cavifils	637356	590342	590343	590344	-
Teintes Bleach	XL (Extra-Light/ Extra Blanc)	L (Light/Blanc)	I (Incisal)	M (Medium)	-
1 seringue	590327	590328	590329	590330	-
3 seringues	590308	-	-	-	-
20 Cavifils	590346	590347	590348	590349	-



590292 | Teintier **Tetric® EvoCeram**


627882 | **Cavifil Injector** - Pistolet à Cavifils

Réf.	Désignation
	Tetric® EvoFlow
	<i>Composite fluide nano-optimisé pour restaurations directes et collages</i>
	
	Version seringue
voir tableau	1 seringue Tetric® EvoFlow de 2 g + 5 canules
634849	20 canules - Ø 0,9 mm pour seringues Tetric EvoFlow/IP5 Empress Direct Effect et Opaque
	Version unidoses «Cavifils»
voir tableau	20 Cavifils Tetric® EvoFlow de 0,2 g
	

Teinte	A1	A2	A3	A3,5	A4
1 seringue	595953	595954	595955	595956	595978
20 Cavifils	595987	595988	595989	595990	595992
Teinte	B1	B3	A2 Dentine	A3,5 Dentine	B2 Dentine
1 seringue	641358	595957	641360	595980	641361
20 Cavifils	641348	595991	641349	595994	641350
	T	Teintes Bleach	XL (Extra-Light/ Extra Blanc)	L (Light/Blanc)	M (Medium)
1 seringue	595979		595981	595982	595984
20 Cavifils	595993		595995	595996	596008




595952	Teintier Tetric® EvoFlow
627882	Cavifil Injector - Pistolet à Cavifils


Réf.	Désignation																
	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid green; border-radius: 50%; padding: 5px; color: green; font-weight: bold;">Nouveau</div> <div style="text-align: center;">3s PowerCure System</div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>																
	Tetric PowerFill System Kits																
692419	<p>Tetric PowerFill System Kit Seringues</p> <p>1 seringue Tetric PowerFill, 3 g, IVA 1 seringue Tetric PowerFlow, 2 g, IVA 1 Adhese Universal VivaPen, 2 ml Accessoires</p>																
692421	<p>Tetric PowerFill System Kit Mixte</p> <p>20 Cavifils Tetric PowerFill, 0,2 g, IVA 1 seringue Tetric PowerFlow, 2 g, IVA 1 Adhese Universal VivaPen, 2 ml Accessoires</p>																
	Tetric PowerFill																
	<p><i>Composite 4mm postérieur modelable photopolymérisable en 3 s. à 3000 mW/cm²</i></p> <div style="text-align: right;">  </div> <p>Version seringue</p> <p>voir tableau 1 seringue Tetric® PowerFill - 3 g voir tableau 3 seringues Tetric® PowerFill - 3 g chacune</p> <p>Version unidoses «Cavifils»</p> <p>voir tableau 20 Cavifils Tetric® PowerFill - 0,2 g</p>																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th>Teinte</th> <th>IV A</th> <th>IV B</th> <th>IV White</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">1 seringue</td> <td>668083</td> <td>668084</td> <td>668115</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">3 seringues</td> <td>668117</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr style="background-color: #cccccc;"> <td>20 Cavifils</td> <td>668107</td> <td>668076</td> <td>668077</td> </tr> </tbody> </table>	Teinte	IV A	IV B	IV White	1 seringue	668083	668084	668115	3 seringues	668117	-	-	20 Cavifils	668107	668076	668077
Teinte	IV A	IV B	IV White														
1 seringue	668083	668084	668115														
3 seringues	668117	-	-														
20 Cavifils	668107	668076	668077														

Réf.	Désignation
	Tetric PowerFlow
	<i>Composite 4mm postérieur fluide photopolymérisable en 3 s. à 3000 mW/cm²</i>
	
	Version seringue
<i>voir tableau</i>	1 seringue Tetric® PowerFlow - 2 g
	Version unidoses «Cavifils»
<i>voir tableau</i>	20 Cavifils Tetric® PowerFlow - 0,2 g

Teinte	IV A	IV B	IV White
1 seringue	692409	692410	692411
20 Cavifils	692413	692414	692415

- 669838 20 canules - Ø 1,2 mm - noir
- 627882 **Cavifil Injector** - Pistolet à Cavifils
- 668082 **Teintier** Tetric PowerFill & PowerFlow

Réf.	Désignation	
	Adhese Universal	
664504	<p>Adhese® Universal System Kit VivaPen</p> <p>1 VivaPen de 2 ml + 100 canules-pinceaux + 20 housses de protection</p>	
665156	<p>Adhese® Universal Refill VivaPen</p> <p>1 VivaPen de 2 ml</p> <p><i>☞ Voir toutes les références page 29</i></p>	
	Bluephase PowerCure	
667092	<p>Bluephase PowerCure 100-240V</p> <p>1 base de chargement (radiomètre intégré) 1 pièce à main 1 conducteur de lumière 10>9 mm 100 gaines de protection 3 embouts de protection oculaire 1 disque de protection 1 support de pièce à main Mode d'emploi</p>	
668253	<p>Bluephase PowerCure System Kit Seringues</p> <p>1 Bluephase PowerCure (ref. 667092) 1 seringue Tetric PowerFill, 3 g, IVA 1 seringue Tetric PowerFlow, 2 g, IVA 1 Adhese Universal VivaPen, 2 ml Accessoires</p>	
691918	<p>Bluephase PowerCure System Kit Mixte</p> <p>1 Bluephase PowerCure (ref. 667092) 20 Cavifils Tetric PowerFill, 0,2 g, IVA 1 seringue Tetric PowerFlow, 2 g, IVA 1 Adhese Universal VivaPen, 2 ml Accessoires</p>	

Réf.	Désignation
	<p>Tetric® EvoCeram Bulk Fill</p> <p><i>Composite 4mm modelable pour restaurations postérieures</i></p>  <p>Version seringue</p> <p><i>voir tableau</i> 1 seringue Tetric® EvoCeram Bulk Fill de 3 g</p> <p><i>voir tableau</i> 3 seringues Tetric® EvoCeram Bulk Fill de 3 g chacune</p> <p>Version unidoses «Cavifils»</p> <p><i>voir tableau</i> 20 Cavifils Tetric® EvoCeram Bulk Fill de 0,2 g</p>



Arrêt commercialisation fin 2020 !



Teinte	IV A	IV B	IV White
1 seringue	638244	638245	638246
3 seringues	638241	-	-
20 Cavifils	638227	638228	638229



667472 Teintier **Bulk Fill**

627882 **Cavifil Injector** - Pistolet à Cavifils

Réf.	Désignation
	<p>Tetric® EvoFlow Bulk Fill</p> <p><i>Composite 4mm fluide radio-opaque photopolymérisable</i></p>  <p>Version seringue</p> <p><i>voir tableau</i> 1 seringue Tetric® EvoFlow Bulk Fill de 2 g + 5 canules Ø 1,2 mm</p> <p><i>voir tableau</i> 3 seringues Tetric® EvoFlow Bulk Fill de 2 g + 20 canules Ø 1,2 mm</p> <p>669838 20 canules - Ø 1,2 mm - noir pour seringues Tetric EvoFlow Bulk Fill</p> <p>Version unidoses «Cavifils»</p> <p><i>voir tableau</i> 20 Cavifils Tetric® EvoFlow Bulk Fill de 0,2 g</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>Arrêt commercialisation fin 2020 !</p>  </div>	

Teinte	IV A	IV B	IV W
1 seringue	646472	667724	667727
3 seringues	680296	-	-
20 Cavifils	646473	667725	667711

667472	Teintier Bulk Fill
627882	Cavifil Injector - Pistolet à Cavifils

Réf.	Désignation
	<p data-bbox="182 86 509 117">Tetric® Line System Kits</p> <p data-bbox="182 148 640 200"><i>Kits de composites pour restaurations directes. Une solution pour toutes les indications.</i></p>
711963	<p data-bbox="182 255 567 286">Tetric® Line System Kit Seringue</p> <p data-bbox="182 286 626 493"> 3 x 1 seringue Tetric Prime, 3 g, A2 / A3 / A2 Dentin 1 seringue Tetric EvoFlow, 2 g, A3 1 seringue Tetric PowerFill, 3 g, IVA 1 seringue Tetric PowerFlow, 2 g, IVA 20 Canules LuerLock 1,2mm, noires 20 Canules LuerLock 0,9mm, noires 1 Adhese Universal VivaPen, 2ml 3 x 10 canules VivaPen 20 Housses de protection VivaPen </p> <div data-bbox="538 329 922 564">  <p data-bbox="792 352 922 399">Nouveau</p> </div>
711964	<p data-bbox="182 719 530 751">Tetric® Line System Kit Mixed</p> <p data-bbox="182 751 492 1003"> 10 x 0,25g Tetric Prime, A2 10 x 0,25g Tetric Prime, A3 5 x 0,25g Tetric Prime, A2 Dentin 1 x 2g Tetric EvoFlow, A3 10 x 0,2g Tetric PowerFill, IVA 1 x 2g Tetric PowerFlow, IVA 20 Canules LuerLock 1,2mm, noires 20 Canules LuerLock 0,9mm, noires 1 Adhese Universal VivaPen, 2ml 3 x 10 canules VivaPen 20 Housses de protection VivaPen </p> <div data-bbox="554 791 922 1042">  <p data-bbox="792 831 922 878">Nouveau</p> </div>

Réf.	Désignation
------	-------------

COMPOSITES HAUTEMENT ESTHÉTIQUES

IPS Empress® Direct System Kits

Kits, seringues ou Cavifils, réunissant les teintes les plus utilisées pour la réalisation de cas cliniques parfaitement mimétiques.

Version seringue

686071

IPS Empress® Direct System Kit

- 2 seringues IPS Empress Direct Dentin, 3 g, A2/A3
- 3 seringues IPS Empress Direct Enamel, 3 g, A1/A2/A3
- 1 seringue IPS Empress Direct, 3 g, Trans 30
- 1 seringue IPS Empress Direct Effect, 1,8 g, Trans Opal
- 1 seringue IPS Empress Direct Opaque, 1,8 g
- 1 teintier Dentin
- 1 teintier Enamel
- Accessoires




686072

IPS Empress® Direct System Kit AVEC OptraSculpt Pad

- 2 seringues IPS Empress Direct Dentin, 3 g, A2/A3
- 3 seringues IPS Empress Direct Enamel, 3 g, A1/A2/A3
- 1 seringue IPS Empress Direct, 3 g, Trans 30
- 1 seringue IPS Empress Direct Effect, 1,8 g, Trans Opal
- 1 seringue IPS Empress Direct Opaque, 1,8 g
- 1 teintier Dentin
- 1 teintier Enamel
- 1 OptraSculpt Pad Instrument
- 1 OptraSculpt Pad Refill /4mm
- Accessoires



Réf.	Désignation
686093	<p>Version unidoses «Cavifils»</p> <p>IPS Empress® Direct System Kit Cavifils</p> <p>10 x 0,2g IPS Empress Direct Dentin, A2/A3 10 x 0,2g IPS Empress Direct Enamel, A1/A2/A3 10 x 0,2g IPS Empress Direct, Trans 30 1 seringue IPS Empress Direct Effect, 1,8 g, Trans Opal 1 seringue IPS Empress Direct Opaque, 1,8 g 1 teintier Dentin 1 teintier Enamel Accessoires</p> 
686095	<p>IPS Empress® Direct System Kit Cavifils AVEC OptraSculpt Pad</p> <p>10 x 0,2g IPS Empress Direct Dentin, A2/A3 10 x 0,2g IPS Empress Direct Enamel, A1/A2/A3 10 x 0,2g IPS Empress Direct, Trans 30 1 seringue IPS Empress Direct Effect, 1,8 g, Trans Opal 1 seringue IPS Empress Direct Opaque, 1,8 g 1 teintier Dentin 1 teintier Enamel 1 OptraSculpt Pad Instrument 1 OptraSculpt Pad Refill /4mm Accessoires</p> 

Réf.	Désignation
	<p>IPS Empress® Direct</p> <p><i>Composite nano-hybride esthétique, photopolymérisable, pour restaurations antérieures et postérieures hautement esthétiques</i></p>  <p>Version seringue</p>
635243	<p>IPS Empress® Direct Basic Kit SANS teintier</p> <p>8 seringues de 3 g en teintes <i>Dentine</i> : A1 / A2 / A3 <i>Email</i> : A1 / A2 / A3 1 Opal 1 Trans 30 1 plaque de mélange, 1 guide clinique</p>
<i>voir tableau</i>	<p>1 seringue IPS Empress® Direct de 3 g</p>
	<p>Version unidoses «Cavifils»</p>
635241	<p>IPS Empress® Direct Cavifils Basic Kit SANS teintiers</p> <p>60 Cavifils de 0,2 g en teintes <i>Dentine</i> : A1 / A2 / A3 <i>Email</i> : A1 / A2 / A3 10 Opal 10 Trans 30 1 plaque de mélange, 1 guide clinique</p>
<i>voir tableau</i>	<p>10 Cavifils IPS Empress® Direct de 0,2 g</p>
627882	<p>Cavifil Injector - Pistolet à Cavifils</p>

Réf.	Désignation
------	-------------

Teintes Dentine

Teinte	A1 Dentine	A2 Dentine	A3 Dentine	A3,5 Dentine	A4 Dentine
1 seringue	627220	627221	627222	627624	627223
10 Cavifils	627258	627259	627260	627623	627261
Teinte	IVA5 Dentine	IVA6 Dentine	B1 Dentine	B2 Dentine	C3 Dentine
1 seringue	627224	627225	627226	627227	627228
10 Cavifils	627262	627263	627264	627265	627266
Teinte	D2 Dentine	Bleach L Dentine	Bleach XL Dentine	-	-
1 seringue	627229	627230	627231	-	-
10 Cavifils	627267	627268	627269	-	-

Teintes Email

Teinte	A1 Email	A2 Email	A3 Email	A3,5 Email	A4 Email
1 seringue	627232	627233	627234	627235	627236
10 Cavifils	627270	627271	627272	627273	627274
Teinte	B1 Email	B2 Email	B3 Email	B4 Email	-
1 seringue	627237	627238	627239	627240	-
10 Cavifils	627275	627276	627277	627278	-
Teinte	C1 Email	C2 Email	C3 Email	D2 Email	D3 Email
1 seringue	627241	627242	627243	627244	627245
10 Cavifils	627279	627280	627281	627282	627283
Teinte	Bleach L Email	Bleach XL Email	-	-	-
1 seringue	627246	627247	-	-	-
10 Cavifils	627284	627285	-	-	-

Teintes Translucides

Teinte	Trans 20	Trans 30	Opal
1 seringue	627248	627249	627250
10 Cavifils	627286	627287	627288

Accessoires

627214 Teintier Dentine
627215 Teintier Email

Réf.	Désignation
	IPS Empress® Direct Effect
	<i>Composite nano-hybride hautement esthétique fluide photopolymérisable.</i>
voir tableau	1 seringue IPS Empress® Direct Effect de 1,8 g
634849	20 canules - Ø 0,9 mm pour seringues Tetric EvoFlow/IPS Empress Direct Effect et Opaque



Teinte	Bleach XL	Opal	Trans 30
1 seringue	635341	635342	635343

IPS Empress® Direct Color

Composite colorant (intensif) fluide photopolymérisable pour le maquillage et la caractérisation des restaurations directes et indirectes en composite






637898	Assortiment IPS Empress® Direct Color/Opaque 1 seringue de 1,8g IPS Empress® Direct Opaque 7 seringues de 1,8g IPS Empress® Direct Color Accessoires
--------	--

voir tableau 1 seringue **IPS Empress® Direct Color** de 1 g

634847 20 canules - Ø 0,4 mm
pour seringues IPS Empress Direct Color



Teinte	Blanc	Jaune Miel	Bleu	Violet
1 seringue	637899	637900	637901	637902
Teinte	Ocre	Brun	Gris	-
1 seringue	637903	637904	637905	-



Réf.	Désignation
TRAITEMENT ÉMAIL/DENTINE	
Agents de mordançage	
	Total Etch™
	<i>Acide phosphorique à 37% (gel)</i>
550588	Refill Total Etch™ 2 seringues Total Etch™ de 2 g 10 canules en métal
	Total Etch™ Jumbo
558530	Assortiment Total Etch™ Jumbo 1 seringue Total Etch™ Jumbo de 30 g 1 seringue Total Etch™ vide rechargeable de 2 g 10 canules en métal 1 étiquette vierge
550587	20 canules en métal pour seringues Total Etch™
Agent de liaison	
	Heliobond®
532906	Flacon de 11 g
533669	20 canules Heliobond® en plastique noir
Adhésifs amélo-dentaires	
	Syntac®
	<i>Système adhésif amélo-dentinaire photopolymérisable (MR3)</i>
532891	Assortiment Syntac® 1 flacon de Primer de 3 g 1 flacon d'adhésif Syntac® de 3 g 1 flacon d'Heliobond® de 6 g
532893	Primer seul (3 g)
532892	Adhésif seul (3 g)

Réf.	Désignation
	<p>ExcITe® F</p> <p><i>Adhésif amélo-dentinaire monocomposant photopolymérisable libérant du fluor, nécessitant un mordantage et un rinçage préalables</i></p>
630375	ExcITe® F Refill 1 flacon de 5 g
630376	ExcITe® F Refill 2 flacons de 5 g
630377	ExcITe® F Refill Single Dose 50 unidoses ExcITe® F de 0,1 g 1 finger clip
631699	50 Vivadent Applicateurs Regular (bleu clair)
562168	25 Vivadent Applicateurs Small (violet)
	
	<p>ExcITe® F VivaPen</p>
613724	ExcITe® F VivaPen Refill 1 x 2 ml + 100 canules + 20 housses de protection
	
627178	Canules-pinceaux VivaPen Refill /100
627161	Canules-pinceaux VivaPen Refill /300
627492	Housses de protection VivaPen Refill /300
	<p>ExcITe® F DSC</p> <p><i>Adhésif amélo-dentinaire dual, libérant du fluor, nécessitant un mordantage et un rinçage préalables</i></p>
630378	50 unidoses ExcITe® F DSC Regular (bleu clair)
630380	50 unidoses ExcITe® F DSC Small/Endo (bleu foncé)
	

Réf.	Désignation
	<p>Adhese® Universal</p> <p><i>Adhésif universel photopolymérisable, compatible avec toutes les techniques de mordançage</i></p> 
663717	<p>Adhese® Universal Starter Kit VivaPen</p> <p>1 VivaPen de 0,5 ml + 10 canules-pinceaux + 20 housses de protection</p>
664504	<p>Adhese® Universal System Kit VivaPen</p> <p>1 VivaPen de 2 ml + 100 canules-pinceaux + 20 housses de protection</p>
665156	<p>Adhese® Universal Refill VivaPen</p> <p>1 VivaPen de 2 ml</p>
664505	<p>Adhese® Universal Refill VivaPen /3</p> <p>3 VivaPen de 2 ml</p>
663720	<p>Adhese® Universal Refill Flacon 1 x 5g</p> <p>1 flacon de 5g + applicateurs</p> 
663721	<p>Adhese® Universal Refill Flacon 2 x 5g</p> <p>2 flacons de 5g + applicateurs</p>
627178	Canules-pinceaux VivaPen Refill /100
627161	Canules-pinceaux VivaPen Refill /300
627492	Housses de protection VivaPen Refill /300
695128	<p>Vivadent Applicator Black Refill /50</p> 

Nouveau

Réf.	Désignation
RESTAURATION PROVISOIRE MATÉRIAUX PROVISOIRES	
Telio® CS Inlay / Onlay	
<p><i>Composites photopolymérisables pour l'obturation provisoire d'inlay & onlay, contenant du fluor (1500 ppm)</i></p> 	
Version seringues	
Telio® CS Inlay (souple)	
635332	3 seringues de 2,5 g Universal (U)
635335	3 seringues de 2,5 g Transparent (T)
Telio® CS Onlay (ferme)	
635339	3 seringues de 2,5 g Universal (U)
635338	3 seringues de 2,5 g Transparent (T)
Version unidoses «Cavifils»	
Telio® CS Inlay (souple)	
635333	30 Cavifils de 0,25 g Universal (U)
635334	30 Cavifils de 0,25 g Transparent (T)
Telio® CS Onlay (ferme)	
635337	30 Cavifils de 0,25 g Universal (U)
635336	30 Cavifils de 0,25 g Transparent (T)
Telio® CS Desensitizer	
627911	1 flacon Telio® CS Desensitizer de 5 g
627916	50 unidoses Telio® CS Desensitizer de 0,1 g
Telio® Activator	
<p><i>Primer à base de méthacrylate de méthyle (MMA), pour le conditionnement exobuccal des restaurations provisoires en Telio CS C&B ou Telio CAD</i></p> 	
632608	Telio Activator 15 ml

Réf.	Désignation
	<p>Telio® CS C&B</p> <p><i>Composite autopolymérisant pour la réalisation de restaurations provisoires</i></p>  <p>Refill cartouche (78 g)</p> <p>628245 1 cartouche Telio® CS C&B - teinte A1</p> <p>628246 1 cartouche Telio® CS C&B - teinte A2</p> <p>628247 1 cartouche Telio® CS C&B - teinte A3</p> <p>628248 1 cartouche Telio® CS C&B - teinte A3,5</p> <p>628249 1 cartouche Telio® CS C&B - teinte BL3</p> <p>628157 50 embouts de mélange (bleu) Telio CS C&B</p> <p>561381 Pistolet Telio CS C&B 1x50ml (ratio 1:4/1:10)</p>
	<p>Telio® CS Link</p> <p><i>Composite de collage dual pour l'assemblage des restaurations provisoires</i></p>  <p>627912 2 seringues Telio® CS Link de 6 g en teinte A3 + 10 embouts de mélange</p> <p>627914 2 seringues Telio® CS Link de 6 g en teinte Transparent + 10 embouts de mélange</p> <p>645951 15 embouts de mélange <i>(pour seringues Telio CS Link, Multilink Hybrid Abutment et Multilink Automix)</i></p>

Réf.	Désignation
------	-------------

SCELLEMENT / COLLAGE

SCELLEMENT DÉFINITIF

Ciment autopolymérisant

Vivaglass® Cem PL

Ciment de scellement verre ionomère autopolymérisant pour couronnes, bridges et bagues orthodontiques

562256

Vivaglass® Cem PL Assortiment

1 tube de 10 ml Vivaglass® Cem PL Liquide
1 flacon de 30 g Vivaglass® Cem PL Poudre
1 cuillère à mesurer, 1 bloc de mélange

638995

Vivaglass® Cem PL Liquid Refill

1 tube de 10 ml Vivaglass® Cem PL Liquide



COLLAGE DÉFINITIF

Orthodontie

Heliosit Orthodontic®

Composite photopolymérisable pour le collage des brackets orthodontiques



532629

3 seringues de 2,5 g



Réf.	Désignation
	Composite de collage
	Variolink® Esthetic
	<i>Composite de collage esthétique, dual ou photopolymérisable, radio-opaque, sans amine tertiaire, avec une fluorescence naturelle</i>
	Version duale (DC - Dual Cure)
666434	<p>Variolink® Esthetic DC System Kit (AU VivaPen)</p> <p>3 seringues Variolink Esthetic DC de 5 g chacune, en teintes Light, Neutral, Warm 3 seringues Variolink Esthetic Try-In de 1,7 g chacune, en teintes Light, Neutral, Warm 1 seringue Total Etch de 2 g 1 VivaPen Adhese Universal de 2 ml 1 flacon de Monobond Plus de 5 g 1 seringue de Liquid Strip de 2,5 g 30 canules-pinceaux + 20 housses de protection VivaPen 20 embouts applicateurs Variolink 30 embouts de mélange 5 embouts de mélange Variolink Accessoires</p>
666125	<p>Variolink® Esthetic DC System Kit (AU Flacon)</p> <p>3 seringues Variolink Esthetic DC de 5 g chacune, en teintes Light, Neutral, Warm 3 seringues Variolink Esthetic Try-In de 1,7 g chacune, en teintes Light, Neutral, Warm 1 seringue Total Etch de 2 g 1 flacon Adhese Universal de 5 g 1 flacon de Monobond Plus de 5 g 1 seringue de Liquid Strip de 2,5 g 50 applicateurs Vivadent 30 embouts de mélange 5 embouts de mélange Variolink Accessoires</p>
681492	<p>Variolink® Esthetic DC System Kit e.max</p> <p>3 seringues Variolink Esthetic DC de 5 g chacune, en teintes Light, Neutral, Warm 3 seringues Variolink Esthetic Try-In de 1,7 g chacune en teintes Light, Neutral, Warm 1 seringue Total Etch, 2 g 1 Adhese Universal VivaPen, 2 ml 1 flacon Monobond Etch & Prime, 5 g 1 seringue Liquid Strip, 2,5 g 30 canules-pinceaux + 20 housses de protection VivaPen 50 applicateurs Vivadent 5 embouts de mélange Variolink Accessoires divers</p>



Réf.	Désignation
687592	<p>Variolink® Esthetic DC Starter Kit for IPS e.max & IPS Empress</p> <p>1 seringue Variolink Esthetic DC de 2,5 g, en teinte Neutral 1 seringue Variolink Esthetic Try-In de 1,7 g, en teinte Neutral 1 Adhese Universal VivaPen, 0,5 ml 1 flacon Monobond Etch & Prime, 1 g 1 seringue Liquid Strip, 2,5 g Accessoires divers</p> 
687593	<p>Variolink® Esthetic DC Starter Kit</p> <p>1 seringue Variolink Esthetic DC de 2,5 g, en teinte Neutral 1 seringue Variolink Esthetic Try-In de 1,7 g, en teinte Neutral 1 Adhese Universal VivaPen, 0,5 ml 1 flacon Monobond Plus, 1g 1 seringue Liquid Strip, 2,5 g Accessoires divers</p>  <p>Réassort Variolink® Esthetic DC</p> <p>voir tableau 1 seringue Variolink® Esthetic DC de 5g +10 embouts de mélange</p>

Teinte	Light +	Light	Neutral	Warm	Warm +
1 seringue	666117	666118	666119	666120	666121

voir tableau 1 seringue **Variolink® Esthetic DC** de 9g
 +15 embouts de mélange

voir tableau 3 seringues **Variolink® Esthetic DC** de 9g
 **Un Refill par 3 contient :
 3 seringues Variolink Esthetic DC de 9g
 3x15 embouts de mélange



voir tableau 3 seringues **Variolink® Esthetic DC** de 9g
 2 seringues Variolink Esthetic DC de 9g Neutral
 1 seringue Variolink Esthetic DC de 9g Warm
 3x15 embouts de mélange

Nouveau




Teinte	Light	Neutral	Warm	Neutral +Warm
1 seringue	666122	666123	666124	-
3 seringues	692424	692425	692426	716646




645951 15 embouts de mélange












Réf.	Désignation
	Version photopolymérisable (LC - Light Cure)
666433	<p>Variolink® Esthetic LC System Kit (AU VivaPen)</p> <p>3 seringues Variolink Esthetic LC de 2 g chacune, en teintes Light, Neutral, Warm</p> <p>3 seringues Variolink Esthetic Try-In de 1,7 g chacune, en teintes Light, Neutral, Warm</p> <p>1 seringue Total Etch de 2 g</p> <p>1 VivaPen Adhese Universal de 2 ml</p> <p>1 flacon de Monobond Plus de 5 g</p> <p>1 seringue de Liquid Strip de 2,5 g</p> <p>30 canules-pinceaux + 20 housses de protection VivaPen</p> <p>20 embouts applicateurs Variolink + Accessoires</p>
666065	<p>Variolink® Esthetic LC System Kit (AU Flacon)</p> <p>3 seringues Variolink Esthetic LC de 2 g chacune, en teintes Light, Neutral, Warm</p> <p>3 seringues Variolink Esthetic Try-In de 1,7 g chacune, en teintes Light, Neutral, Warm</p> <p>1 seringue Total Etch de 2 g</p> <p>1 flacon Adhese Universal de 5 g</p> <p>1 flacon de Monobond Plus de 5 g</p> <p>1 seringue de Liquid Strip de 2,5 g</p> <p>20 embouts applicateurs Variolink</p> <p>50 applicateurs Vivadent</p> <p>Accessoires</p>
681493	<p>Variolink® Esthetic LC System Kit Kit e.max</p> <p>3 seringues Variolink Esthetic LC de 2 g chacune, en teintes Light, Neutral, Warm</p> <p>3 seringues Variolink Esthetic Try-In de 1,7 g chacune en teintes Light, Neutral, Warm</p> <p>1 seringue Total Etch, 2 g</p> <p>1 Adhese Universal VivaPen, 2 ml</p> <p>1 flacon Monobond Etch & Prime, 5 g</p> <p>1 seringue Liquid Strip, 2.5 g</p> <p>30 canules-pinceaux + 20 housses de protection VivaPen</p> <p>50 applicateurs Vivadent</p> <p>20 embouts applicateurs Variolink</p> <p>Accessoires</p>








Réf.	Désignation												
	Réassort Variolink® Esthetic LC												
voir tableau	1 seringue Variolink® Esthetic LC de 2g + 5 embouts applicateurs												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Teinte</th> <th>Light +</th> <th>Light</th> <th>Neutral</th> <th>Warm</th> <th>Warm +</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 seringue</td> <td>666126</td> <td>666127</td> <td>666128</td> <td>666129</td> <td>666130</td> </tr> </tbody> </table>	Teinte	Light +	Light	Neutral	Warm	Warm +	1 seringue	666126	666127	666128	666129	666130
Teinte	Light +	Light	Neutral	Warm	Warm +								
1 seringue	666126	666127	666128	666129	666130								
559224	Canules Variolink Esth. LC, noires, x20 												
	Variolink® Esthetic Try-In												
	<i>Pâte d'essayer à base de gel de glycérine, adaptée au Variolink® Esthetic</i>												
voir tableau	1 seringue Variolink® Esthetic Try-In de 1,7 g + 5 embouts applicateurs												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Teinte</th> <th>Light +</th> <th>Light</th> <th>Neutral</th> <th>Warm</th> <th>Warm +</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 seringue</td> <td>666067</td> <td>666113</td> <td>666114</td> <td>666115</td> <td>666116</td> </tr> </tbody> </table>	Teinte	Light +	Light	Neutral	Warm	Warm +	1 seringue	666067	666113	666114	666115	666116
Teinte	Light +	Light	Neutral	Warm	Warm +								
1 seringue	666067	666113	666114	666115	666116								
559224	Canules Variolink Esth. LC, noires, x20 												
	Cementation Promo Pack												
	<i>La bonne colle pour chaque situation clinique</i>												
693145	Cementation Promo Pack*												
687592	* Le Pack contient les produits suivants : Variolink® Esthetic DC Starter Kit for IPS e.max & IPS Empress 1 seringue Variolink Esthetic DC de 2,5 g, en teinte Neutral 1 seringue Variolink Esthetic Try-In de 1,7 g, en teinte Neutral 1 Adhese Universal VivaPen de 0,5 ml 1 flacon Monobond Etch & Prime de 1g 1 seringue Liquid Strip de 2,5 g Accessoires divers												
+ 681713	SpeedCEM Plus Starter Pack Transparent 1 seringue de 2,5g en teinte Transparent 1 flacon de 1g Ivoclean® 4 embouts de mélange + accessoires												
													

Réf.	Désignation
532505	<p>Liquid Strip®</p> <p><i>Gel à base de glycérine</i></p> <p>1 seringue de 2,5g + 5 embouts applicateurs</p>
	<p>Multilink® Automix</p> <p><i>Composite de collage universel en seringue automélangeante, autopolymérisant avec option photopolymérisation</i></p> <p>System Pack* Multilink Automix</p> <p>Teinte Transparent Teinte Opaque Teinte Jaune Teinte Blanc</p> <p>* Un System Pack contient :</p> <p>1 seringue automélangeante 9g Multilink® Automix 2 flacons de 3g Multilink® Primer A+B 1 flacon de Monobond Plus, 5g 1 seringue de Liquid Strip, 2,5g + canules 15 embouts de mélange / 5 embouts intra-oraux 1 Primer Pad 50 applicateurs (25 «Regular» + 25 «small/endo») Accessoires</p> 
615216 615217 615218 645952	<p>Refill 1 seringue automélangeante 9g + 15 embouts de mélange</p> <p>Teinte Transparent Teinte Jaune Teinte Opaque Teinte Blanc</p> 
	<p>Refill 3 seringues automélangeantes 9g**</p> <p>Teinte Transparent Teinte Jaune</p> <p>**Un Refill par 3 contient :</p> <p>3 seringues Multilink Automix de 9g 3x15 embouts de mélange</p> 

Réf.	Désignation
645956 645957 645958 645959	<p>Refill Multilink® Automix Try-In 1 seringue de 1,7 g</p> <p>Teinte Transparent Teinte Jaune Teinte Opaque Teinte Blanc</p> 
576825	<p>Multilink® Primer A+B Refill Adhésif automordant 1 flacon de 3g Multilink® Primer A 1 flacon de 3g Multilink® Primer B</p>
613626	Multilink® Primer A Refill, 3g
613627	Multilink® Primer B Refill, 3g
592435	Applicateurs Multilink® (25 Regular + 25 Endo)
626221	Monobond® Plus Refill - 1 flacon de 5g
645951	<p>15 embouts de mélange <i>(pour seringues Telio CS Link, Multilink Hybrid Abutment et Multilink Automix)</i></p> 
645955	<p>5 embouts intra-canaux + 5 embouts de mélange</p> 
Multilink® Hybrid Abutment	
662810	<p>Multilink Hybrid Abutment Starter Kit 1 seringue automélangente HO 0 - 2,5g 4 embouts de mélange 1 flacon de Monobond Plus, 1g</p> 
647182	<p>Multilink Hybrid Abutment HO 0 1 seringue automélangente 9g 15 embouts de mélange</p> 
645951	<p>15 embouts de mélange <i>(pour seringues Telio CS Link, Multilink Hybrid Abutment et Multilink Automix)</i></p> 

Réf.	Désignation
	SpeedCEM Plus
704017	<p>SpeedCEM Plus Starter Pack Transparent 1 seringue de 2,5g en teinte Transparent 1 flacon de 1g Ivoclean® 4 embouts de mélange + accessoires</p>
704021	<p>SpeedCEM Plus System Kit 1 seringue de 9g en teinte Transparent 1 flacon de 5g Ivoclean® 15 embouts de mélange + accessoires</p> 
703976	SpeedCEM Plus Refill* Teinte Jaune
703988	Teinte Opaque
703946	Teinte Transparent
	<p>*Un Refill contient : 1 seringue SpeedCEM Plus de 9g 15 embouts de mélange 5 embouts intra-canaux + accessoires</p> 
704012	<p>SpeedCEM Plus Refill** par 3 seringues Teinte Transparent 3 seringues SpeedCEM Plus de 9g 3x15 embouts de mélange 3x5 embouts intra-canaux + accessoires</p> 
645951	15 embouts de mélange
645955	5 embouts intra-canaux + 5 embouts de mélange

Réf.	Désignation
NETTOYAGE DES RESTAURATIONS	
	Ivoclean
	<i>Pâte universelle pour le nettoyage des intrados des restaurations après essayage</i>
637568	1 flacon de 5g 
RÉPARATION DE CÉRAMIQUES	
	Ceramic Repair®
	<i>Coffret de matériaux pour la réparation en bouche des éléments en céramique ou composite</i>
628838	Ceramic Repair® System Kit 4 seringues de 3g Tetric EvoCeram® en teintes A1 / A2 / A3 / A3,5 Dentine 1 seringue de 1,8g IPS Empress® Direct Opaque 1 flacon de 5g Monobond® Plus (silane) 1 flacon de 6g Heliobond® 2 porte-pinceaux avec 50 pinceaux blancs (softs) Accessoires
	
	IPS Empress® Direct Opaque
	<i>Opaquer photopolymérisable</i>
637898	IPS Empress® Direct Color/Opaque Assortiment 1 seringue de 1,8g IPS Empress® Direct Opaque 7 seringues de 1,8g IPS Empress® Direct Color Accessoires
637897	1 seringue de 1,8g IPS Empress® Direct Opaque
634849	20 canules - Ø 0,9 mm pour seringues Tetric EvoFlow/IPS Empress Direct Effect et Opaque
	
	Heliobond®
532906	Flacon de 11g
533669	20 canules Heliobond® en plastique noir


Réf.	Désignation
SILANE	
	Monobond® Plus
	<i>Primer universel pour le conditionnement chimique de tous types de matériaux prothétiques</i>
626221	Flacon de 5g 
	Monobond® Etch & Prime
	<i>Primer automordant monocomposant pour vitrocéramique</i>
673026	Flacon de 5g 

Réf.	Désignation
------	-------------

PRODUITS POUR L'ENDODONTIE

TENONS EN FIBRE DE VERRE

FRC Postec® Plus



603543 **Intro Pack FRC Postec® Plus Tailles 0/1/3**

- 3 FRC Postec® Plus Taille 0
- 5 FRC Postec® Plus Taille 1
- 2 FRC Postec® Plus Taille 3
- 1 Foret FRC Postec® Plus Taille 0
- 1 Foret FRC Postec® Plus Taille 1
- 1 Foret FRC Postec® Plus Taille 3
- Accessoires

FRC Postec® Plus Refill - Par 5 pcs

- 603541 Taille 0
- 583244 Taille 1
- 583245 Taille 3



FRC Postec® Plus Refill - Par 20 pcs

- 603540 Taille 0
- 590222 Taille 1
- 590223 Taille 3

Forets FRC Postec® Plus Refill - 1 pcs

- 603542 Taille 0
- 572801 Taille 1
- 572800 Taille 3



Réf.	Désignation
PANSEMENT PROVISOIRE & MATÉRIAU D'OBTURATION CANALAIRE	
598960	<p>Apexit® Plus / ApexCal® Promo Pack 2 seringues de 6g Apexit® Plus 1 seringue de 2,5g ApexCal® Accessoires</p>
	<p>ApexCal® <i>Pansement désinfectant provisoire à l'hydroxyde de calcium</i></p>
595915	<p>ApexCal® Refill 2x2,5g 2 seringues de 2,5g 15 embouts de mélange</p>
598607	<p>ApexCal® Refill 1x2,5g</p>
596608	<p>15 canules ApexCal®</p> 
	<p>Apexit® Plus <i>Ciment à l'hydroxyde de calcium pour obturation canalaire définitive</i></p>
595377	<p>Apexit® Plus Refill x1 1 seringue automélangeante de 6g Embouts de mélange Embouts intra-canaux</p>
593991	<p>Apexit® Plus Refill x2 2 seringues automélangeantes de 6g 15 Embouts de mélange 5 Embouts intra-canaux</p>
595132	15 embouts de mélange Apexit® Plus
597380	15 embouts intra-canaux Apexit® Plus
	

COMPOSITE DE RECONSTITUTION CORONO-RADICULAIRE

MultiCore® Flow

Composite dual pour la reconstitution corono-radicaire.

CARTOUCHES - REFILL* MULTI-CORE® FLOW

578913

Teinte Light

578914

Teinte Medium

578915

Teinte Blue

*Un Refill contient : 1 cartouche de 50 g
+ 20 embouts de mélange
+ 20 embouts intra-oraux



579094

Pistolet 25 ml 1:1 MultiCore® Flow

579096

50 embouts de mélange
pour cartouche MultiCore® Flow



579095

50 embouts intra-oraux
pour cartouche MultiCore® Flow



SERINGUES - REFILL* MULTI-CORE® FLOW

604166

Teinte Light

604167

Teinte Medium

604168

Teinte White

* Un Refill contient :
1 seringue MultiCore Flow de 10 g,
10 embouts de mélange, 10 embouts intra-oraux



683287

10 embouts de mélange (courts)



604210

10 embouts intra-oraux Small (courts et gros)
pour seringue MultiCore® Flow



645955

5 embouts de mélange (marrons)
+ 5 Embouts intra-canalaires (longs et fins)
pour seringues MultiCore Flow




597380

15 embouts intra-canalaires MultiCore Flow


Transparents




Réf.	Désignation
PRODUITS POUR EMPREINTES	
SILICONE	
	<p>Virtual®</p> <p><i>Matériaux d'empreinte modernes à base de polyvinyle siloxane pour toutes les techniques de prise d'empreinte</i></p> 
	Refill Regular - Prise normale (4 min 30)
562839	<p>Virtual® Refill Putty Regular 2 x 300 ml Base + Catalyseur + 2 cuillères dosettes</p> <p>Virtual® Refill Regular 2 x 50 ml + 6 embouts grand modèle</p> <p>562835 Heavy Body <i>Regular</i></p> <p>562831 Monophase <i>Regular</i></p> <p>562829 Light Body <i>Regular</i></p> <p>562827 Extra Light Body <i>Regular</i></p>
	Refill Fast - Prise rapide (2 min 30)
562840	<p>Virtual® Refill Putty Fast 2 x 300 ml Base + Catalyseur + 2 cuillères dosettes</p> <p>Virtual® Refill Fast 2 x 50 ml + 6 embouts grand modèle</p> <p>562836 Heavy Body <i>Fast</i></p> <p>562832 Monophase <i>Fast</i></p> <p>562830 Light Body <i>Fast</i></p> <p>562828 Extra Light Body <i>Fast</i></p>
	Accessoires
572806	<p>Virtual® Refill Mixing Tips Small 48 embouts de mélange petit modèle</p> <p>572807 Virtual® Refill Mixing Tips Large 48 embouts de mélange grand modèle</p> <p>572808 Virtual® Refill Intra Oral Tips Large 100 embouts intra oraux grand modèle</p> <p>572809 Virtual® Refill Intra Oral Tips Small 100 embouts intra oraux petit modèle</p> <p>572810 Virtual® Refill Dispenser Manual 1 pistolet Virtual® 50 ml, ratio 1:1/1:2</p>






Réf.	Désignation
	<p>Virtual® 380</p> <p><i>Cartouches pour mélangeurs automatiques</i></p> <p>Heavy Body</p> <p>Regular (temps de prise 4 min30) Fast (temps de prise 2 min30)</p>
594840	<p>Virtual® 380 Refill Heavy Body Regular</p> <p>2 Cartouches Base & Catalyseur de 380 ml chacune 15 embouts de mélange 2 bagues de serrage</p>
594839	<p>Virtual® 380 Refill Heavy Body Fast</p> <p>2 Cartouches Base & Catalyseur de 380 ml chacune 15 embouts de mélange 2 bagues de serrage</p>
594836	<p>Virtual® 380 Multipack Heavy Body Fast</p> <p>6 Cartouches Base & Catalyseur de 380 ml chacune 45 embouts de mélange 2 bagues de serrage</p>
	<p>Monophase</p> <p>Fast (temps de prise 3 min30)</p>
594838	<p>Virtual® 380 Refill Monophase Fast</p> <p>2 Cartouches Base & Catalyseur de 380 ml chacune 15 embouts de mélange 2 bagues de serrage</p>
	<p>Accessoires</p>
600158	<p>Virtual 380 Refill Dynamic Mixer 50 Embouts de mélange</p>

























Réf.	Désignation
	<p>Virtual® CADBite Registration</p> <p><i>Matériau de type polyvinyle siloxane pour l'enregistrement de l'occlusion.</i> <i>Ses propriétés réfléchissantes permettent de l'utiliser lors de la réalisation de restaurations en technologie CAD/CAM.</i></p> 
607908	<p>Virtual® Refill CADBite 2x50 ml</p> <p>2 Cartouches de 50 ml 12 Embouts de mélange jaunes</p>
572806	<p>Virtual® Refill Mixing Tips Small</p> <p>48 embouts de mélange petit modèle</p>

POLISSAGE / FINITION

	<p>Politip® F & P</p> <p><i>Pointes siliconées pour contre-angle pour finition et polissage des restaurations en composite ou amalgame</i></p> <p>Formes disponibles :</p> 						
551580	<p>Professional Set</p> <p>Assortiment de 24 pointes</p> <table border="0"> <tr> <td>6 B à finir F</td> <td>3 C à finir F</td> <td>3 D à finir F</td> </tr> <tr> <td>6 B à polir P</td> <td>3 C à polir P</td> <td>3 D à polir P</td> </tr> </table>	6 B à finir F	3 C à finir F	3 D à finir F	6 B à polir P	3 C à polir P	3 D à polir P
6 B à finir F	3 C à finir F	3 D à finir F					
6 B à polir P	3 C à polir P	3 D à polir P					
	<p>Politip® F</p> <p><i>De couleur grise, pour la finition (élimination des excédents)</i></p> <p>Portion par 6 d'une même forme</p>						
533602	6 x Politip® F forme B						
533603	6 x Politip® F forme C						
533604	6 x Politip® F forme D						
	<p>Politip® P</p> <p><i>De couleur verte, pour le polissage et le brillantage</i></p> <p>Portion par 6 d'une même forme</p>						
533584	6 x Politip® P forme B						
533585	6 x Politip® P forme C						
533587	6 x Politip® P forme D						

Réf.	Désignation
	<p>Astropol®</p> <p><i>Pointes siliconées pour la finition, le polissage et le brillantage des composites</i></p> <p>Formes disponibles :</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>petite flamme</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>grande flamme</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>cône</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>disque</p> </div> </div>
557625	<p>Assortiment Astropol®</p> <p>24 pointes siliconées :</p> <p>12 Astropol® F (3 pointes à finir grises dans les 4 formes)</p> <p>8 Astropol® P (2 pointes à polir vertes dans les 4 formes)</p> <p>4 Astropol® HP (1 pointe à polir diamantée rose dans les 4 formes)</p>
	<p>Refill Astropol® F - Par 6 pcs</p>
557615	Astropol® F - 6 petites flammes (grises)
557616	Astropol® F - 6 grandes flammes (grises)
557617	Astropol® F - 6 cônes (grises)
557618	Astropol® F - 6 disques (grises)
557614	Astropol® P - 6 petites flammes (vertes)
557621	Astropol® P - 6 grandes flammes (vertes)
557619	Astropol® P - 6 cônes (vertes)
557620	Astropol® P - 6 disques (vertes)
	<p>Refill Astropol® HP - Par 3 pcs</p>
557613	Astropol® HP - 3 petites flammes diamantées (roses)
557622	Astropol® HP - 3 grandes flammes (roses)
557623	Astropol® HP - 3 cônes (roses)
557624	Astropol® HP - 3 disques (roses)
	

Réf.	Désignation
	<p>OptraGloss® Nouveau</p> <p><i>Système de polissage universel</i></p>
684548	<p>Optra®Gloss Assortiment</p> <p>2 OptraGloss Flamme PP 2 OptraGloss Cupule PP 2 OptraGloss Lentille PP 2 OptraGloss Flamme HP 2 OptraGloss Cupule HP 2 OptraGloss Lentille HP 2 OptraGloss Spirale HP</p> 
684555	<p>OptraGloss® Ceramic Kit</p> <p>1 OptraGloss Flamme PP 1 OptraGloss Cupule PP 1 OptraGloss Lentille PP 1 OptraGloss Flamme HP 1 OptraGloss Cupule HP 1 OptraGloss Lentille HP 1 OptraGloss Spirale HP</p> 
701870	<p>OptraGloss® Composites Kit</p> <p>2 OptraGloss Flamme HP 2 OptraGloss Cupule HP 2 OptraGloss Lentille HP 2 OptraGloss Spirale HP</p> 
	<p>OptraGloss® Refill - Par 10</p>
684553	OptraGloss® Refill - Flamme PP 
684549	OptraGloss® Refill - Cupule PP 
684551	OptraGloss® Refill - Lentille PP 
684554	OptraGloss® Refill - Flamme HP 
684550	OptraGloss® Refill - Cupule HP 
684552	OptraGloss® Refill - Lentille HP 
721094	OptraGloss® Refill - Spirale HP 

Réf.	Désignation	
	<p>OptraPol®</p> <p><i>Système de polissage des composites en 1 temps, pointes siliconées autoclavables</i></p>	
634464	<p>Assortiment OptraPol®</p> <p>6 OptraPol Grande Flamme 4 OptraPol Petite Flamme 4 OptraPol Cône 4 OptraPol Lentille</p> 	
634458	<p>Refill OptraPol® - Par 10 pcs</p> <p>Refill 10 OptraPol - petite flamme</p>	
634461	<p>Refill 10 OptraPol - grande flamme</p>	
634459	<p>Refill 10 OptraPol - cône</p>	
634460	<p>Refill 10 OptraPol - lentille</p>	
	<p>OptraFine®</p> <p><i>Instruments diamantés haute performance pour le polissage au brillant des matériaux céramiques</i></p>	
601989	<p>Assortiment OptraFine®</p> <p>2 OptraFine F Flamme 2 OptraFine F Cône 2 OptraFine F Disque 2 OptraFine P Flamme 2 OptraFine P Cône 2 OptraFine P Disque 6 OptraFine HP Brosse nylon 1 OptraFine HP Pâte à polir diamantée 1 ml</p>	
601993	<p>Refill OptraFine® - Par 10 pcs</p> <p>10 OptraFine P Disque (bleu foncé)</p>	
601992	<p>10 OptraFine F Disque (bleu clair)</p>	
601991	<p>10 OptraFine P Cône (bleu foncé)</p>	
601990	<p>10 OptraFine F Cône (bleu clair)</p>	
601995	<p>10 OptraFine P Flamme (bleu foncé)</p>	
601994	<p>10 OptraFine F Flamme (bleu clair)</p>	
602288	<p>10 OptraFine HP Brosse nylon</p>	
602289	<p>1 OptraFine HP Pâte à polir diamantée 1 ml</p>	

Réf.	Désignation
------	-------------

INSTRUMENTS ET ACCESSOIRES DIVERS

OptraStick®

*Bâtonnet de préhension avec pointe collante
ronde et flexible*

699972

OptraStick® Refill de 48



OptraGate®

*Ecarteur flexible sans latex pour un accès
plus facile au champ opératoire*

577275

Pour adultes

OptraGate® Assortiment

40 OptraGate Regular + 40 OptraGate Small

590850

OptraGate® Regular Refill de 80

590851

OptraGate® Small Refill de 80



Pour enfants

591451

OptraGate® Junior Refill de 80

OptraGate® Rose & Bleu




669088








OptraGate **Small** Assortiment
20 bleu + 20 rose





669089






OptraGate **Junior** Assortiment
20 bleu + 20 rose



Réf.	Désignation
	<p>OptraDam® Plus</p> <p><i>Digue anatomique sans clamps et avec cadran intégré</i></p> 
627401	<p>OptraDam® Plus Assortiment 25 OptraDam Regular + 25 OptraDam Small</p>
627399	<p>OptraDam® Plus Regular Refill de 50 50 OptraDam Regular</p>
627400	<p>OptraDam® Plus Small Refill de 50 50 OptraDam Small</p>
	<p>OptraSculpt®</p> <p><i>Solution pour le modelage efficace des composites en zone postérieure</i></p>
683066	<p>OptraSculpt® + OptraSculpt® Pad System Kit 1 instrument à main 1 attache cerclée 1 instrument à main 2 attaches cerclées 60 embouts de Ø 4 mm 20 embouts Boules 20 embouts Cylindres angulaires 20 embouts Pointes</p> 
683067	<p>OptraSculpt® Starter Kit 1 instrument à main 2 attaches cerclées 20 embouts Boules 20 embouts Cylindres angulaires 20 embouts Pointes</p> 

Réf.	Désignation
683154	<p>OptraSculpt® Refill Instrument 1 instrument à main 2 attaches cerclées</p> 
683068	<p>OptraSculpt® Refill Boules /60</p> 
683069	<p>OptraSculpt® Refill Cylindres angulaires /60</p> 
683100	<p>OptraSculpt® Refill Pointes /60</p> 
<p>OptraSculpt® Pad</p> <p><i>Instruments permettant la mise en forme et le modelage des composites en zone antérieure</i></p> 	
639791	<p>OptraSculpt® Pad Assortiment 1 instrument à main avec 1 attache cerclée 60 embouts de Ø 4 mm 60 embouts de Ø 6 mm Mode d'emploi</p>
646004	<p>OptraSculpt® Pad Refill Instrument 1 instrument à main</p>
639792	<p>OptraSculpt® Pad Refill / 4 mm /60 60 embouts de Ø 4 mm</p> 
639793	<p>OptraSculpt® Pad Refill / 6 mm /60 60 embouts de Ø 6 mm</p> 

Réf.	Désignation
Porte-Pinceaux	
538895	Violet
538894	Rouge
538893	Orange foncé
538892	Orange clair
	
Pinceaux	
533670	Pinceaux fins, doux, sachet de 50
533664	Pinceaux épais, durs, sachet de 50
	
Vivabrush®	
550430	50 embouts microbrush pour porte-pinceaux
	
Applicateurs	
631699	50 Vivadent Applicateurs Regular (bleu clair)
562168	25 Applicateurs Vivadent Small Refill (violets)
603949	50 Applicateurs Vivadent (blancs)
631170	50 applicateurs Vivabrush G Refill
695128	Vivadent Applicator Black Refill 50
	
Bloc de mélange	
533648	Vivapad® avec couvercle orange, inactinique
Pistolets	
627882	Cavifil Injector - Pistolet à Cavifils
579094	Pistolet MultiCore® Flow , 25 ml (ratio 1:1)
561381	Pistolet Telio® CS C&B , 50ml (ratio 1:4/1:10)
572810	Pistolet Virtual® , 50 ml (ratio 1:1/1:2)

Réf.	Désignation
Canules	
Canules pour :	
627178	VivaPen, par 100 
627161	VivaPen, par 300
533669	Heliobond, par 20 en plastique noir 
685985	Helioseal® F Plus - ø 0,4 mm - par 20 Nouveau
634847	IPS Empress® Direct Color - ø 0,4 mm par 20 en métal
550587	Total Etch, par 20 en métal 
634849	Tetric® EvoFlow - ø 0,9 mm - par 20
669838	Tetric® EvoFlow Bulk Fill - ø 1,2 mm - par 20
533666	Liquid Strip, par 20 en plastique transparent 
559224	Variolink Esth. LC, par 20, embouts noirs 


APPAREILS





VIBREUR - MALAXEUR




Silamat® S6


Vibreur universel pour les amalgames, ciments verre ionomère, colles et matériaux dentaires prédosés en capsules



602286 **Silamat® S6** 100-240 V



Réf.	Désignation
LAMPES À PHOTOPOLYMÉRISER	
Bluephase® G4	
<i>Lampe LED Polywave, 1200 mW/cm² avec assistant de polymérisation intelligent</i>	
691258	Bluephase® G4 100-240V - Gris 1 base de chargement + 1 pièce à main 1 fibre optique 10 mm (691265) 100 Gaines de protection (691666) 3 embouts de protection oculaire (551756) 1 disque de protection (691255) 1 support de pièce à main (691262)
	
691257	Bluephase® G4 avec radiomètre 100-240V - Gris 1 base de chargement + 1 pièce à main + radiomètre 1 fibre optique 10 mm (691265) 100 Gaines de protection (691666) 3 embouts de protection oculaire (551756) 1 disque de protection (691255) 1 support de pièce à main (691262)
691256	Pièce à main seule Bluephase® G4
691265	Fibre optique 10 mm
691264	Fibre optique Pin Point 6>2 mm noir
Bluephase® PowerCure	
	
<i>Lampe LED Polywave, jusqu'à 3000 mW/cm² avec assistant de polymérisation intelligent</i>	
667092	Bluephase PowerCure 100-240V 1 base de chargement (radiomètre intégré) 1 pièce à main 1 conducteur de lumière 10>9 mm 100 gaines de protection 3 embouts de protection oculaire 1 disque de protection 1 support de pièce à main Mode d'emploi
	
668253	Bluephase PowerCure System Kit Seringues 1 Bluephase PowerCure (ref. 667092) 1 seringue Tetric PowerFill, 3 g, IVA 1 seringue Tetric PowerFlow, 2 g, IVA 1 Adhese Universal VivaPen, 2 ml Accessoires
	

Réf.	Désignation														
691918	<p>Bluephase PowerCure System Kit Mixte</p> <p>1 Bluephase PowerCure (ref. 667092) 20 Cavifils Tetric PowerFill, 0,2 g, IVA 1 seringue Tetric PowerFlow, 2 g, IVA 1 Adhese Universal VivaPen, 2 ml Accessoires</p> 														
667093	Pièce à main seule Bluephase® PowerCure														
668873	Fibre optique 10>9 mm noir														
Bluephase® Style															
	<p><i>Lampe LED Polywave, 1 200 mW/cm²</i></p>  <p>Lampe Bluephase® Style 100-240V</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gris</th> <th>Rose</th> <th>Vert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>635153</td> <td>642514</td> <td>682460</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pièce à main seule Bluephase® Style livrée avec batterie et fibre optique 10 mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gris</th> <th>Bleu</th> <th>Rose</th> <th>Vert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>637916</td> <td>643296</td> <td>643307</td> <td>682462</td> </tr> </tbody> </table>	Gris	Rose	Vert	635153	642514	682460	Gris	Bleu	Rose	Vert	637916	643296	643307	682462
Gris	Rose	Vert													
635153	642514	682460													
Gris	Bleu	Rose	Vert												
637916	643296	643307	682462												
637692	Bluephase® Style accumulateur														
636240	Fibre optique 10 mm noir (Style)														
636241	Fibre optique Pin Point 6>2mm noir (Style)														
Bluephase® Style 20i															
	<p><i>Lampe LED Polywave, 2 programmes, 2000 mW/cm²</i></p>  <p>Bluephase® Style 20i 100-240V</p> <p>Pièce à main seule Bluephase® Style 20i</p> <p>Fibre optique 10>8 mm noir (Style 20i)</p>														
682109															
682717															
682151															

Réf.	Désignation
Accessoires Lampes	
Fibres optiques	
Pour Bluephase® Style, Style 20i, G2, G4 & PowerCure	
691265	G4 : fibre optique d'origine 10 mm
691264	G4 & PowerCure : fibre optique Pin Point 6>2 mm noir
636240	Style : fibre optique d'origine 10 mm noir
636241	Style : fibre Pin Point 6>2mm noir
682151	Style 20i : fibre optique d'origine 10>8 mm noir
608537	G2 : fibre optique d'origine 10 mm noir
608538	G2 : fibre Pin-Point 6>2 mm noir
627389	20i : fibre optique d'origine 10>8 mm
668873	PowerCure : fibre optique d'origine 10>9 mm noir
	
Batteries	
637692	Bluephase® Style accumulateur pour Bluephase Style et Style 20i
691251	Bluephase® G4 & PowerCure accumulateur
608535	Bluephase® G2 batterie lithium-polymère
627300	Bluephase® 20i batterie lithium-polymère
Support de pièce à main	
691262	Support de pièce à main pour Bluephase G4 & PowerCure
Housses de protection	
691666	Housse de protection Refill, par 100 pour Bluephase G4 & PowerCure
636239	Housse de protection Refill, par 50 pour Bluephase Style et Style 20i
608554	Housse de protection Refill, par 250 pour Bluephase G2
Protections oculaires	
691255	Disque de protection pour Bluephase G4 & PowerCure
551756	3 anneaux inactiniques - souples pour Bluephase®
592496	Ecran inactinique

Réf.	Désignation	
	Bluephase® (G2)	
608533	Pièce à main seule Bluephase® G2	
608534	Base de chargement Bluephase® G2	
608535	Accumulateur Bluephase® G2	
608536	Unité d'alimentation Bluephase® G2	
	Bluephase® 20i (G2)	
627298	Pièce à main seule Bluephase® 20i G2	
627299	Base de chargement Bluephase® 20i G2	
627300	Accumulateur Bluephase® 20i G2	
608536	Unité d'alimentation Bluephase® G2	

Notes



Ivoclar Vivadent, un partenaire à votre écoute

Info cabinet dentaire
04 50 88 64 00
e.mail : info-france@ivoclarvivadent.com



Les produits Ivoclar Vivadent sont disponibles
chez votre distributeur dentaire habituel.



Nous avons adhéré à la charte
« Collecteur de lampes » de Récyllum,
l'éco-organisme agréé en charge de
l'élimination des lampes usagées.
Ainsi, nous nous engageons à fournir
à nos clients un service de collecte de
proximité, respectant les principes de
développement durable.

Filiale France :

Ivoclar Vivadent
B.P. 118
74410 Saint-Jorioz
France

Tél. 04 50 88 64 00
Fax. 04 50 68 91 52
www.ivoclarvivadent.fr

Siège du groupe :

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
FL-9494 Schaan
Principauté du
Liechtenstein

Telefon: +423/2353535
Fax: +423/2353360



ivoclar
vivadent
passion vision innovation