

IPS InLine® One

Céramo-métallique monocouche

SIMPLE

7 masses Dentsisal pour couvrir
l'ensemble des nuances
A-D, Chromascop et Bleach BL

RAPIDE

30% d'économie de temps

BELLE

Pour une intégration naturelle



IPS InLine One est la dernière évolution de la gamme céramo-métallique IPS InLine. Cette céramique **monocouche** permet de réaliser très simplement et très rapidement des restaurations unitaires et plurales fonctionnelles et esthétiques. Le gain de temps est estimé à 30%. Une caractérisation de surface, réalisée avec les masses **Shades et/ou Stains** permet d'individualiser les restaurations.



Vous êtes déjà utilisateur d'IPS InLine

Vous avez déjà les **Opaquer**, **Shades** et **Stains**.
Il ne vous manque plus que les masses **Denticisal**.

Denticisal en 20g*	BL réf.631850	1 réf.631851	2 réf.631852	3 réf.631853	4 réf.631854	5 réf.631855	6 réf.631856
Opaquer A-D	BL1, BL2 BL3, BL4	A1,B1	A2, B2 C1, D2	A3, A3,5	B3, B4	C2, D3, D4	A4, C3, C4
Opaquer Chromascop	BL1, BL2 BL3, BL4	110,120 130,140	210, 220 230, 240		310, 320 330, 340	410, 420 430, 440	510, 520 530, 540

* Existe également en pot de 100g.



Vous n'êtes pas encore utilisateur d'IPS InLine

3 **Starter Kits** sont disponibles dans les teintes 120, A2 et A3.
Vous pourrez réaliser au minimum 7 éléments avec ce kit.

Contenu du kit :

- 1x IPS InLine System Opaquer, 3 g
- 1x IPS InLine One Denticisal 20, g
- 1x IPS InLine System Shade 3, g
- 1x IPS InLine System Shade Incisal, 3 g
- 1x IPS InLine System Build-Up Liquid P, 15 ml
- 1x IPS InLine System Glaze/Stain Liquid, 5 ml
- 1x IPS InLine System Glaze, 3 g



teinte 120..... réf.631864
teinte A2..... réf.631866
teinte A3..... réf.631867

Autre possibilité

Vous pouvez également faire l'acquisition
du **Basic Kit IPS InLine One**.

**Ce Basic Kit est l'outil idéal si vous souhaitez
développer la réalisation de céramiques monocouches
au sein de votre laboratoire.**

Contenu du kit :

- 9x IPS InLine System Opaquer, 3g
- 7x IPS InLine One Denticisal, 20g
- 1x IPS InLine System Add-On (690°C), 20g
- 6x IPS InLine System Shade, 3g (1 à 6)
- 2x IPS InLine System Shade Incisal, 3g (SI 1, SI 2)
- 5x IPS InLine System Stains, 1g
(white, mahogany, orange, yellow, basic blue)
- 1x IPS InLine System Build-Up Liquid L, 60ml
- 1x IPS InLine System Build-Up Liquid P, 60ml
- 1x IPS Ceramic Separating Liquid with Brush, 15ml
- 1x IPS Model Sealer, 50ml
- 1x IPS InLine System Glaze/Stain Liquid, 15 ml
- 1x IPS InLine System Glaze, 3g



teinte A-D..... réf.631849
teinte Chromascop.... réf.631848

IPS InLine One

La **céramique monocouche** qui répond parfaitement à vos besoins actuels.
Simple, rapide, belle et économique !

ivoclar
vivadent
passion vision innovation